

Kullanım kılavuzu

miniRITE miniRITE T

Oticon Opn
Oticon Siya



Made for
iPhone | iPad | iPod

oticon
PEOPLE FIRST

Modele genel bakış

Bu kitapçık, aşağıdaki işitme cihazı modellerindeki Oticon Opn™ ve Oticon Siya aileleri için geçerlidir:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Oticon Opn 1 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Opn 1 miniRITE T |
| <input type="checkbox"/> Oticon Opn 2 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Opn 2 miniRITE T |
| <input type="checkbox"/> Oticon Opn 3 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Opn 3 miniRITE T |
| <input type="checkbox"/> Oticon Siya 1 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Siya 1 miniRITE T |
| <input type="checkbox"/> Oticon Siya 2 miniRITE | <input type="checkbox"/> Oticon Siya 2 miniRITE T |

Üstteki modeller için aşağıdaki hoparlörler kullanılabilir:

- Hoparlör 60
- Hoparlör 85
- Hoparlör 100 (Çok Güçlü Cihaz)
- Power Flex kalıp hoparlörü 100 (Çok Güçlü Cihaz)
- Power Flex kalıp hoparlörü 105 (Çok Güçlü Cihaz)

Bu kitapçığa giriş

Bu kitapçık, yeni işitme cihazınızın kullanımı ve bakımı konusunda size rehberlik sunar. Lütfen **Uyarı bölümü** de dahil, kitapçığı dikkatlice okuyun. Bu, yeni işitme cihazınızdan maksimum ölçüde yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

İşitme uzmanınız, işitme cihazınızı, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ayarlamıştır. Başka herhangi bir sorunuz varsa, lütfen işitme uzmanınızla irtibata geçin.

| [Hakkında](#) | [Başlangıç](#) | [Kullanım](#) | [Seçenekler](#) | [Tinnitus](#) | [Uyarılar](#) | [Ek bilgiler](#) |

Size kolaylık olması amacıyla bu kitapçık, farklı bölümlerde kolayca gezinmenize yardımcı olmak için bir gezinti çubuğu içerir.

Kullanım amacı

Bu işitme cihazı, sesi yükseltmek, kulağa iletmek, dolayısıyla hafif, ileri ve çok ileri derecede işitme kaybını telafi etmek için tasarlanmıştır. Bu işitme cihazı, yetişkinler ve 36 aydan büyük çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

ÖNEMLİ UYARI

Bu işitme cihazının ses artırımı, işitme cihazı uygulaması sırasında işitme uzmanınız tarafından sizin kişisel işitme yeteneğinize göre özel olarak ayarlanmış ve iyileştirilmiştir.

İçindekiler tablosu 1/2

Hakkında

İşitme cihazı hoparlörünüzü ve kulaklığınızı tanımlayın	8
miniRITE	10
miniRITE T	11
Sol ve sağ işitme cihazını tanımlayın	12
Pilleri tutma ve temizleme için Çok Amaçlı Alet	13

Başlangıç

İşitme cihazını AÇIN ve KAPATIN	14
Pili değiştirme zamanı	15
Pili değiştirme (boyut 312)	16

Kullanım


İşitme cihazını takın	18
İşitme cihazınızın bakımı	19
Standart kulaklıklar: Kubbeyi veya Grip Tip'i değiştirin	20
ProWax miniFit filtresini değiştirin	23

İçindekiler tablosu 2/2


Kişisel kulaklıklar: Mikro kalıp, Lite Uç veya Power Flex hoparlör kalıbını temizleyin	24
ProWax filtresini değiştirin	25
Uçak modu	26
Seçenekler	
İsteğe bağlı özellik ve aksesuarlar	27
Ses seviyesini değiştirin miniRITE	28
Ses seviyesini değiştirin miniRITE T	29
Programı değiştirin	30
İşitme cihazını sessize alma	32
İşitme cihazlarını iPhone, iPad ve iPod touch ile kullanma	33
Kablosuz aksesuarlar	36
Diğer seçenekler	37

Tinnitus	
Tinnitus SoundSupport™ (isteğe bağlı)	38
Tinnitus ses oluşturucusu kullanıcıları için talimatlar	39
Ses seçenekleri ve ses seviyesi ayarı	40
Kullanım süresi sınırlaması	44
Tinnitus'la ilgili uyarılar	47
Uyarılar	
Genel uyarılar	48
Ek bilgiler	
Sorun giderme kılavuzu	52
Suya ve toza dayanıklıdır (IP68)	54
Kullanım koşulları	55
Garanti	56
Teknik bilgi	58
Kişisel işitme cihazı ayarlarınız	64

İşitme cihazı hoparlörünüzü ve kulaklığınızı tanımlayın



İşitme cihazları aşağıdaki hoparlörlerden birini kullanır:



Standart hoparlörler, aşağıdaki kulaklıklardan birini kullanır:

Standart kulaklıklar:


- Açık kubbe
- Bas kubbe, tek vent
- Bas kubbe, çift vent
- Power kubbe ile
- Grip Tip*

* Küçük ve büyük, sol ve sağ, ventli ve ventsiz olarak kullanılabilir.

Kişisel kulaklıklar:

- Mikro kalıp
 - Lite Uç
 - VarioTherm® mikro kalıp
 - VarioTherm® Lite Uç
- ® VarioTherm, Dreve'nin tescilli ticari markasıdır

Kubbe boyutları



* sadece hoparlör 60 için açık kubbe olarak

** açık kubbe için değil

Kubbe değişimi ile ilgili detaylar için "Kubbeyi veya GripTip'i değiştirme" bölümüne bakın

miniRITE

Nedir - ne işe yarar

Mikrofonlar
Ses girişi

Düğme
Sessize alır,
ses seviyesi
ve programı
değiştirir

Tırnak çukuru
Pil yuvasını açar

Pil yuvası
Pili içerir ve bir açma/
kapatma düğmesi gibi
çalışır

Kulak kulpu
Hoparlörü yerinde
tutar (isteğe bağlı)

**Kulak kiri
filtresi**
Hoparlörün
kulak kiri
koruması

Hoparlör
Ses çıkışı

miniRITE T

Nedir - ne işe yarar

Mikrofonlar
Ses girişi

Düğme
Sessize alır,
ses seviyesi
ve programı
değiştirir

Tırnak çukuru
Pil yuvasını açar

Pil yuvası
Pili içerir ve bir açma/
kapatma düğmesi
gibi çalışır

Kulak kulpu
Hoparlörü yerinde
tutar (isteğe bağlı)


**Kulak kiri
filtresi**
Hoparlörün
kulak kiri
koruması

Hoparlör
Ses çıkışı

Sol ve sađ iřitme cihazını tanımlayın


Farklı programlanmış olabileceğinden, sol ile sađ cihazın birbirinden ayrılması önemlidir.

Sol/sađ renk göstergelerini pil yuvasında veya gösterildiđi gibi, 60 ile 85 hoparlörlerinde bulabilirsiniz. Göstergeler (Sol ya da Sađ), 100 hoparlörde ve bazı kulaklıklarda da bulunabilir.



Pilleri tutma ve temizleme için Çok Amaçlı Alet

Çok Amaçlı Alet, iřitme cihazındaki pilin deđiřtirilmesini kolaylařtıran bir mıknatıs içerir. Ayrıca kulak kirini temizlemek ve gidermek için bir fırça ve tel döngü de içerir. Yeni bir Çok Amaçlı Alet gerekirse, lütfen iřitme uzmanınızla irtibata geçin.



ÖNEMLİ UYARI


Çok Amaçlı Aletin içinde bir mıknatıs vardır. Çok Amaçlı Alet'i kredi kartı ve diđer manyetik olarak hassas olan aletlerden 30 cm uzakta tutun.

İşitme cihazını AÇIN ve KAPATIN

Pil yuvası, işitme cihazını açıp kapatmak için kullanılır. Pil ömründen tasarruf etmek için, kullanmadığınız zamanlarda işitme cihazınızı kapattığınızdan emin olun. Cihazın standart ayarlarına dönmek istiyorsanız, pil yuvasını açıp kapatmanız (hızlı sıfırlama) yeterli olur.


AÇIN

Pili yerleştirip pil yuvasını kapatın.



KAPATIN

Pil yuvasını açın.



Pili değiştirme zamanı

Pil değiştirme zamanı geldiğinde, pil bitene kadar düzenli aralıklarda art arda üç sinyal sesi duyarsınız.



Üç sinyal sesi*
= Pili zayıflamış



Dört sinyal sesi
= Pili bitmiş

Pil tavsiyesi


İşitme cihazın daima çalıştığından emin olmak için, yanınızda her zaman yedek pil taşıyın veya evden çıkmadan önce pilini değiştirin.

*Bluetooth® kapanacak ve kablosuz aksesuarlar kullanılamayacaktır.

Not: İşitme cihazlarınıza ses veya müzik akışı yapıyorsanız, pillerin daha sık değiştirilmesi gerekir.


Pili deęiřtirme (boyut 312)

1. ıkart



Pil yuvasını tam açın.
Pili ıkartın.


2. Etiketini ıkartın



Yeni pilin + iřareti-
nin olduęu taraftaki
yapışkan bantı
pilden ayırın.


İpucu:
Optimum şekilde
alıřma için, pilin hava
alabilmesini saęlamak
amacıyla 2 dakika
bekleyin.

3. Yerleřtirin



Yeni pili pil yuvasına
yerleřtirin. + tarafı
yukarıya dnk oldu-
ęundan emin olun.

4. Kapat



Pil yuvasını kapatın. İřitme cihazı,
kulaklıktan bir aılıř mzięi alar.

Aılıř mzięini duymak için, kulak-
lıęı kulaęınızın yakınına tutun.

İpucu



Çok Amalı Alet

Çok Amalı alet, pilleri ıkartmak ve
takmak için kullanılabilir. Pillerini
ıkartmak ve takmak için manyetik
ucu kullanın.

Çok Amalı Alet, iřitme uzmanınız
tarafından saęlanır.

İşitme cihazını takın


Adım 1



İşitme cihazını kulağınızın arkasına yerleştirin.

Hoparlör her zaman kulaklık ile kullanılmalıdır. Sadece işitme cihazınız için tasarlanmış olan parçaları kullanın.

Adım 2



Hoparlör telinin kıvrımını başparmağınızla işaret parmağınızın arasında tutun. Kulaklığın kulak kanalına dönük olması gerekir.

Adım 3



Hoparlör kablosu başınıza dayanana kadar, kulaklığı nazikçe kulak kanalınıza doğru itin.

Hoparlörün kulak kulpu varsa, kulak kepçesi kıvrımına oturacak şekilde onu kulağa yerleştirin.


İşitme cihazınızın bakımı

Yanlışlıkla düşmesi durumunda zarar görmesini önlemek için, işitme cihazınızın bakımını yumuşak bir zemin üzerinde yapın.

Mikrofon deliklerini temizleyin

Deliklerdeki bütün artıkları dikkatli bir biçimde fırçalayın. Yüzeyini nazikçe fırçalayın. Fırça temiz olduğundan ve deliklere bastırılmadığından emin olun.

Mikrofon delikleri




ÖNEMLİ UYARI

İşitme cihazını temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın. İşitme cihazı asla su veya başka bir sıvılarla yıkanmamalı veya bunlara batırılmamalıdır.

Standart kulaklıklar: Kubbeyi veya Grip Tip'i deęiřtirin


Standart kulaklık temizlenmemelidir. Kulaklık kulak kiriyle dolduęunda, onu yenisiyle deęiřtirin. Grip Tip en az ayda bir deęiřtirilmelidir.

Adım 1




Hoparlörü tutun ve ardından kulaklıęı çıkartın.

Adım 2



Saęlam durmasını saęlamak için hoparlörü tam kulaklıęın ortasına takın.

Adım 3



Kulaklıęın saęlam takıldıęından emin olmak için sıkıca itin.


ÖNEMLİ UYARI

Kulaęınızdan çıkartırken kulaklık, hoparlörün üstünde deęilse, kulaklık halen kulak kanalında kalmıř olabilir. Daha ayrıntılı bilgiler için iřitme uzmanınıza danıřın.

ProWax miniFit filtresi

Hoparlörün kulaklık takılı olan ucuna beyaz bir kulak kiri filtresi takılıdır. Kulak kiri ve artık filtresi, kirin hoparlöre zarar vermesini önler. Tıkanıldığında veya işitme cihazının sesi normal çıkmadığında filtreyi değiştirin ya da işitme uzmanınızla irtibata geçin.

Kulak kiri filtresini değiştirmeden önce, kulaklığı hoparlörden çıkartın.




ÖNEMLİ UYARI

Her zaman ilk başta işitme cihazının yanında gelen kulak kiri filtresiyle aynı tipte filtre kullanın. Kulak kiri filtresinin değişimi veya kullanımı hakkında sormak istediğiniz bir şey olursa, işitme uzmanınızla iletişime geçin.

ProWax miniFit filtresini değiştirin

1. Alet



Aleti kabuğundan çıkartın. Aletin iki pimi vardır, biri eski filtreyi çıkartmak içindir, diğerinde ise yeni bir kulak kiri filtresi vardır.

Not:


Bir kalıp veya Lite Uç kullanıyorsanız, işitme uzmanınızın hoparlördeki kulak kiri filtresini değiştirmesi gerektirir.

2. Çıkart



Boş pimi hoparlördeki kulak kiri filtresine sokun ve onu çekip çıkartın.

3. Yerleştirin




Aletin diğer pimini kullanarak yeni kulak kiri filtresini takın, aleti çıkartın ve dışarı atın.

Kişisel kulaklıklar: Mikro kalıp, Lite Uç veya Power Flex hoparlör kalıbını temizleyin

Kulaklık düzenli olarak temizlenmelidir.

Kulaklıkta bir beyaz kulak kiri filtresi* bulunur. Filtre, kulak kiri ve atıkların hoparlöre zarar vermesini önler.


Tıkanıldığında veya işitme cihazının sesi normal çıkmadığında filtreyi değiştirin. Alternatif olarak, işitme uzmanınızla irtibata geçin.



* VarioTherm Mikro kalıp ve Lite Uçta kulak kiri filtresi yoktur


ProWax filtresini değiştirin

1. Alet



Aleti kabuğundan çıkartın. Aletin iki pimi vardır, biri eski filtreyi çıkartmak içindir, diğerinde ise yeni bir kulak kiri filtresi vardır.

2. Çıkart



Boş pimi kulaklıktaki kulak kiri filtresine sokun ve çekip çıkartın.

3. Yerleştirin




Aletin diğer pimini kullanarak yeni kulak kiri filtresini takın, aleti çıkartın ve dışarı atın.

Uçak modu

Bir uçağa binerken veya radyo sinyallerini yaymanın yasak olduğu bir alana girerken, uçak modunun etkinleştirilmesi gerekir. İşitme cihazı çalışmaya devam edecektir. İşitme cihazlarının yalnızca birinde uçak modunu etkinleştirmek gerekir; böylece her iki işitme cihazında da Bluetooth® kapanacaktır.


miniRITE



- **Etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için** Düğmeyi en az 7 saniye boyunca basılı tutun. Bir müzik sesi, bu eyleminizi doğrular.

Pil yuvasını açıp kapatmak, uçak modunu da devre dışı bırakır. "Hızlı sıfırlama" bölümüne bakınız.

miniRITE T



Düğmelerin herhangi birine basın

İsteğe bağlı özellik ve aksesuarlar


Aşağıdaki sayfalarda açıklanan özellik ve aksesuarlar, isteğe bağlıdır. İşitme cihazınızın nasıl programlanmış olduğunu öğrenmek için lütfen işitme uzmanınızla irtibata geçin.

Zor dinleme koşulları ile karşılaşırsanız, size özel bir program bu konuda size yardımcı olabilir. Bunlar, işitme uzmanınız tarafından programlanır.

Yardıma ihtiyaç duyabileceğiniz işitme koşullarını aşağıda belirtin.


□ Ses seviyesini deęiřtirin miniRITE

Düęme, sesi ayarlamayı saęlar. Sesi arttırdığınızda ya da azalttığınızda bir klik sesi duyarsınız.



□ Ses seviyesini deęiřtirin miniRITE T

Düęme, sesi ayarlamayı saęlar. Sesi arttırdığınızda ya da azalttığınızda bir klik sesi duyarsınız.



İřitme uzmanı tarafından doldurulmalıdır

Ses seviyesini deęiřtir

SOL





SAę

Kısa basın

Programı deęiřtirin

İřitme cihazınıza en fazla 4 farklı program yüklenebilir. Bunlar, iřitme uzmanınız tarafından programlanır.

İřitme uzmanı tarafından doldurulmalıdır

Program	Aktivasyon sesi	Ne zaman kullanılmalı
1	 "1 sinyal sesi"	
2	 "2 sinyal sesi"	
3	 "3 sinyal sesi"	
4	 "4 sinyal sesi"	

miniRITE


Program deęiřtirme düęmesine basın

İki iřitme cihazınız olduęunda, SAĐ iřitme cihazının örneęin 1. programdan 2.sine ileri gittięini, SOL iřitme cihazınınsa örneęin 4. programdan 3.süne geri gittięini unutmayın.

Programı deęiřtirin

Kısa basın

Uzun basın



miniRITE T

Programlar arasında ařaęı veya yukarı basın

Programlar arasında, ařaęı veya yukarı doęru sürekli geçiř yapabileceęinizi unutmayın. Örneęin 1. programdan 4. programa geçmek istiyorsanız, yukarı düęmesine 3 kez basmak yerine ařaęı düęmesine bir kez basabilirsiniz.


Programı deęiřtirin

SOL

SAĐ

Kısa basın


Uzun basın



□ İşitme cihazını sessize alma

İşitme cihazını sessize almanız gerektiğinde, sessiz fonksiyonunu kullanın.

miniRITE




İşitme cihazını sessize almak için, düğmeyi çok uzun süre (4 saniye) basılı tutun. Yeniden etkinleştirmek için, düğmeye kısa süreli basın.

NOT: sessiz işlevi yalnızca işitme cihazlarındaki mikrofonu/mikrofonları sessize alır.

ÖNEMLİ UYARI

Sessiz konumda işitme cihazı pil tüketmeye devam ettiği için, bu işlevi işitme cihazınızı kapatmak için kullanmayın.

miniRITE T



Düğmenin herhangi bir ucuna basın

İşitme cihazlarını iPhone, iPad ve iPod touch ile kullanma

İşitme cihazlarınız, Made for iPhone® ve iPhone, iPad® veya iPod touch® ile doğrudan iletişim ve kontrole izin verir. Bu ürünleri işitme cihazlarınızla kullanma konusunda yardım almak için lütfen işitme

uzmanınızla irtibata geçin veya şu adresi ziyaret edin:
www.oticon.global/connectivity

Made for
iPhone | iPad | iPod

Uyumluluk hakkında bilgi için, lütfen www.oticon.global/connectivity adresini ziyaret edin

Made for Apple işaretinin kullanılması, bir aksesuarın bu işaretle tanımlanan Apple ürünü/ürünleri için özel olarak tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını karşılamak üzere sertifikalı olduğu anlamına gelir. Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlik ve yönetmelik standartlarına uygun olmasından sorumlu değildir.

Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

İşitme cihazlarınızı iPhone ile eşleştirin

1. Ayarlar




iPhone'unuzu açın ve "Ayarlar" bölümüne gidin. Bluetooth açık olduğundan emin olun. Ardından "Genel" seçeneğini seçin.

2. Genel




"Genel" ekranından "Erişilebilirlik" seçeneğini seçin.

3. Erişilebilirlik



"Erişilebilirlik" ekranından "MFi İşitme Cihazları" seçin.

4. Hazırlanın



Her iki işitme cihazınızdaki pil yuvasını da açın ve kapatın ve onları iPhone'unuzun yakınına getirin. İşitme cihazları 3 dakika boyunca eşleştirme modunda kalır.


İşitme cihazlarınızı veya Apple® cihazını kapattığınızda, bağlantıları kesecektir. Bunları tekrar bağlamak için, pil kapağını açıp kapatarak işitme cihazlarınızı açık konuma getirin. İşitme cihazları otomatik olarak tekrar Apple cihazınıza bağlanacaktır.

5. Seç



iPhone'unuz, eşleşme için işitme cihazlarını algılar. Algılanan cihazlar, iPhone listenizde görünür. İşitme cihazlarınızı seçin.

6. Eşleşmeyi onayla



Eşleştirmeyi onaylayın. İki işitme cihazınız varsa, her işitme cihazı için eşleştirme onayı gerekir.

Kablosuz aksesuarlar

Kablosuz işitme cihaz(lar)ınıza bir geliştirme olarak, birçok aksesuar kullanılabilir. Bunlar, birçok günlük durumda daha iyi işitmenizi ve iletişim kurmanızı sağlayabilir.

ConnectClip

Cep telefonunuzla eşleştirildiğinde, işitme cihazlarını bir eller serbest mikrofonlu kulaklık veya bir uzak mikrofon olarak kullanabilirsiniz.

TV Adaptörü 3.0

TV'den ve elektronik ses cihazlarından kablosuz ses vericisidir. TV Adaptörü sesin akışını doğrudan işitme cihazlarınıza sağlar.

Uzaktan Kumanda 3.0

İşitme cihazlarındaki programı değiştirme veya sesi ayarlama veya sessize getirme özelliği sunar.

Oticon ON Uygulaması

İşitme cihazlarını kontrol etmenin sezgisel ve gizli bir yolunu sunar. iPhone, iPad, iPod touch ve Android™ cihazlar için.

Daha fazla bilgi için, burayı ziyaret edin:

www.oticon.global/connectivity

Diğer seçenekler



Telecoil - miniRITE T için isteğe bağlı

Telecoil, tümleşik döngülü bir telefon kullandığınızda veya sinema/tiyatro, kilise veya seminer odaları gibi teleloop sistemleri bulunan binalarda olduğunuzda daha iyi işitmenize yardımcı olur. Bir teleloop kurulduğunda bu simge veya benzer bir işaret gösterilir.



Oto Telefon

Telefonunuza atanmış bir mıknatıs yerleştirirseniz, OtoTelefon, işitme cihazındaki bir telefon programını otomatik olarak etkinleştirebilir.

Daha fazla bilgi için lütfen işitme uzmanınızla irtibata geçin.

□ **Tinnitus SoundSupport™** (isteğe bağlı)

Tinnitus SoundSupport'un planlanan kullanımı

Tinnitus SoundSupport, kulak çınlaması yönetim programının bir parçası olarak, kulak çınlaması şikayeti olan hastalara geçici bir rahatlama sunmak amacıyla ses oluşturmak için kullanılan bir araçtır.

Hedef nüfus, yetişkinlerdir (18 yaşından büyük).

Tinnitus SoundSupport, kulak çınlamasının ve işitme kayıplarının değerlendirilmesi ve tedavisi konusuna hakim yetkili işitme uzmanlarına (odyolog, odyometrist, işitme cihazı uzmanları veya kulak-burun-boğaz uzmanları) yöneliktir. Tinnitus SoundSupport'un uygulanması, tinnitus yönetim programına katılan bir işitme uzmanı tarafından gerçekleştirilmelidir.

Tinnitus ses oluşturucusu kullanıcıları için talimatlar

Bu talimatlar, işitme uzmanınız tarafından işitme cihazlarınızda etkinleştirilmiş olabilecek Tinnitus SoundSupport hakkında bilgi içerir.

Tinnitus SoundSupport, kulaklardaki çınlamanın yönetilmesine yardımcı olması için yeterli yoğunlukta ve bant genişliğinde ses oluşturmak için tasarlanan bir kulak çınlaması yönetim cihazıdır.

İşitme uzmanınız ayrıca uygun takip bakımını da yapabilir. Bu bakımla ilgili öneri ve talimatlara uyulması önemlidir.

Sadece reçeteli olarak kullanın

Sağlıklı bir uygulama için, kulak çınlaması bildiren kişinin bir ses oluşturucusu kullanmadan önce yetkili bir kulak doktoru tarafından muayene edilmesi gerekir. Bu değerlendirmenin amacı, kulak çınlamasına neden olabilecek, tedavi edilebilir her türlü durumun, ses oluşturucusunu kullanmadan önce tespit ve tedavi edilmesini sağlamaktır.

Ses seçenekleri ve ses seviyesi ayarı

Tinnitus SoundSupport, işitme uzmanınız tarafından, işitme kaybınıza ve kulak çınlamanızı rahatlatma tercihlerinize uyacak şekilde programlanmıştır. Bir dizi farklı ses seçeneği sunar. Tercih ettiğiniz ses(ler)i işitme uzmanınızla birlikte seçebilirsiniz.

Tinnitus SoundSupport programları

Tinnitus SoundSupport'un hangi programlarda etkinleştirilmesini isteyebileceğinize işitme uzmanınızla birlikte karar verirsiniz. Ses oluşturucusu maksimum dört farklı programda etkinleştirilebilir.

Sessiz

Tinnitus SoundSupport'un etkinleştirildiği bir programdaysanız, Sessiz işlevselliği sadece çevre seslerini sessize alıp, Tinnitus SoundSupport'tan gelen sesleri sessize almaz. Bakın bölüm: "İşitme cihazını sessize alın".

Tinnitus SoundSupport'la ses seviyesi ayarları

Tinnitus SoundSupport'un etkinleştirildiği bir işitme cihazını seçtiğinizde, işitme uzmanınız sadece işitme cihazınızdaki basma düğmesini, kulak çınlamasını rahatlatma sesi için bir ses seviyesi kontrolü olarak çalışmaya ayarlayabilir.

İşitme uzmanınız, ses oluşturucusunun ses seviyesi kontrolünü bu iki seçenekten birini kullanarak ayarlar:

- A) Her bir kulaktaki ses seviyesini ayrı olarak değiştir veya
- B) Her iki kulaktaki ses seviyesini de aynı anda değiştirin.

miniRITE

<input type="checkbox"/>	<p>A) Her bir kulaktaki Tinnitus SoundSupport'un ses seviyesini ayrı olarak deęiřtirme Ses seviyesini artırmak için (sadece bir iřitme cihazında), istenen ses seviyesine ulařılana kadar dokunmatik düęmeye art arda kısaca basın. İki bip sesi duyulana kadar, ilk basıřta ses her zaman daha yüksek olacak. Bundan sonra ses seviyesi azalacaktır. Ses seviyesini azaltmak için (sadece bir iřitme cihazında), istenen ses seviyesine ulařılana kadar art arda basmaya devam edin.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>B) Her iki kulaktaki Tinnitus SoundSupport'un ses seviyesini de aynı anda deęiřtirme Bir iřitme cihazını, sesi açmak, dięerini de sesi kısmak için kullanabilirsiniz: Sesi açmak için, SAĐ iřitme cihazındaki düęmeye art arda kısa süreli basın. Sesi kısmak için, SOL iřitme cihazındaki düęmeye art arda kısa süreli basın.</p>

iřitme uzmanınız tarafından doldurulmalıdır.

miniRITE T

<input type="checkbox"/>	<p>A) Her bir kulaktaki Tinnitus SoundSupport'un ses seviyesini ayrı olarak deęiřtirme Ses seviyesini artırmak için (sadece bir iřitme cihazında), istenen ses seviyesine ulařılana kadar dokunmatik düęmenin üst kısmına art arda kısaca basın. Ses seviyesini azaltmak için (sadece bir iřitme cihazında), istenen ses seviyesine ulařılana kadar dokunmatik düęmenin alt kısmına art arda kısaca basın.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>B) Her iki kulaktaki Tinnitus SoundSupport'un ses seviyesini de aynı anda deęiřtirme Her iki cihazdaki sesi açmak/kısmak için cihazların birini kullanabilirsiniz. Bir iřitme cihazındaki ses seviyesini deęiřtirdiđinizde, dięer iřitme cihazındaki ses seviyesi de bunu izler. Sesi açmak için, dokunmatik düęmenin üst kısmına art arda kısa süreli basın. Sesi kısmak için, dokunmatik düęmenin alt kısmına art arda kısa süreli basın.</p>

iřitme uzmanınız tarafından doldurulmalıdır.

Kullanım süresi sınırlaması

Günlük kullanım

Tinnitus SoundSupport'un ses seviyeleri, uzun süre kullanıldığında kalıcı işitme hasarına neden olabilecek ses seviyesine ayarlanabilir. İşitme uzmanınız size Tinnitus SoundSupport'u günde en fazla ne kadar kullanacağınızı önerir. Asla rahatsız edici seviyelerde kullanılmamalıdır.

İşitme cihazınızda rahatlatıcı sesi günde kaç saat güvenli bir şekilde kullanabileceğinizi öğrenmek için, bu kitapçığın sonundaki "Kişisel işitme cihazı ayarlarınız" bölümündeki "Tinnitus SoundSupport: Kullanım süresi sınırlaması" tablosuna bakın.

İşitme uzmanları için Tinnitus SoundSupport hakkında önemli bilgiler

Cihaz tanımı

Tinnitus SoundSupport, İşitme Uzmanı tarafından işitme cihazında etkinleştirilebilen bir modül işlevidir.

Maksimum kullanma süresi

Seviyeyi 80 dB(A) SPL değerini aşacak şekilde artırdığınızda, Tinnitus SoundSupport'un kullanım süresi azalır. İşitme cihazı, 80 dB(A) SPL değerini aştığında, uygulama yazılımı otomatik olarak bir uyarı gösterir. Uygulama yazılımındaki tinnitus uygulama grafiğinin yanındaki "Maks. kullanım süresi göstergesine" bakın.

Ses seviyesi kontrolü devre dışı

İşitme cihazındaki ses oluşturucusunun ses seviyesi kontrolü varsayılan olarak devre dışı bırakılır. Ses seviyesi kontrolü etkinleştirildiğinde, gürültüye maruz kalma riski artar.

Ses seviyesi kontrolü etkinleştirildiyse

“Düğmeler ve İkazlar” ekranında kulak çınlaması ses seviyesi kontrolünü etkinleştirirseniz, bir uyarı görüntülenebilir. Rahatlatıcı sesin, işitme hasarına neden olabilecek seviyelerde dinlenebilmesi durumunda, bu uyarı meydana çıkar. Uygulama yazılımındaki “Maks. kullanım süresi” tablosunda, hastanın Tinnitus SoundSupport’u güvenli bir şekilde kaç saat kullanabileceği gösterilmektedir.

- Tinnitus SoundSupport’un etkinleştirildiği her bir program için maks. kullanım süresini not alın.
- Bu değerleri bu kitapçığın arkasındaki “Tinnitus SoundSupport: Kullanım süresi sınırlaması” tablosuna yazın.
- Hastanıza buna göre talimat verin.

⚠ Tinnitus’la ilgili uyarılar

İşitme Uzmanınız Tinnitus SoundSupport ses oluşturucusunu etkinleştiriyse, lütfen aşağıdaki uyarılara dikkat edin.

Bir kulak çınlaması yönetim cihazıyla oluşturulan herhangi bir sesin kullanılmasıyla ilişkili bir takım potansiyel endişeler vardır. Bunların arasında, kulak çınlamasının kötüleşme potansiyeli veya işitme eşiklerinin değişme olasılığı vardır.

İşitmede veya kulak çınlamasında bir değişiklik, herhangi bir baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı yaşarsanız veya cihazın cilde temas ettiği noktada cilt tahrişi görür veya fark ederseniz, cihazı kullanmayı hemen bırakmalısınız ve bir doktora, odyoloğa veya işitme uzmanına danışmalısınız.

Her cihazda olduğu gibi, ses oluşturucusu özelliğinin kötüye kullanılması, zararlı olabilecek bir takım etkiler oluşturabilir. Yetkisiz kullanımın önlenmesine ve cihazın, çocukların ve ev hayvanlarının ulaşamayacağı bir yerde saklanmasına özen gösterilmelidir.

Maksimum kullanma süresi

İşitme uzmanınızın Tinnitus SoundSupport için uygun gördüğü günlük maksimum kullanım süresine daima uyunuz. Bu sürenin aşılması, kulak çınlaması veya işitme kaybı durumunuzun kötüleşmesine neden olabilir.

⚠ Genel uyarılar

Kişisel güvenliğiniz amacıyla ve doğru kullandığınızdan emin olmak için, işitme cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki genel uyarıları incelemeniz önerilir.

Lütfen bir işitme cihazının normal işitme duyunuzu geri getirmeyeceğini ve organik koşullardan kaynaklanan bir işitme sorununu önlemeyeceğini veya gidermeyeceğini unutmayın. Ayrıca çoğu durumda bir işitme cihazı çok seyrek kullanıldığında, kullanıcının bundan tam yararlanamayacağını unutmayın.

İşitme cihazınızla beklenmedik işlem veya olaylar yaşadığınızda işitme uzmanınıza danışın.

İşitme cihazlarının kullanımı

İşitme cihazları sadece işitme uzmanı tarafından ayarlanıp, tarif edildiği şekilde kullanılmalıdır. Yanlış kullanım ani ve kalıcı işitme kaybına sebep olabilir.

Asla işitme cihazlarınızın başkaları tarafından kullanılmasına izin vermeyin, yanlış kullanım onların işitmesine kalıcı hasar verebilir.

Boğulma tehlikesi ve pilleri veya diğer küçük parçaları yutma riski vardır

İşitme cihazları, parçaları ve pilleri, onları yutabilecek kişi ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklanmalıdır; aksi takdirde kendilerine zarar verebilirler.

Pillerin zaman zaman ilaçlar ile karıştırıldığı görülmüştür. Bu nedenle hapınızı yutmadan önce ilacınızı dikkatlice kontrol edin.

İşitme cihazlarının bir çoğunda isteğe bağlı kurcalanmaya karşı dayanıklı pil yuvası sağlanabilmektedir. Bu özelliğin bebeklerde, küçük çocuklarda ve öğrenme zorluğu yaşayan kişilerde ısrarla kullanılması önerilir.

36 aylıktan küçük çocukların her zaman kurcalanmaya karşı dayanıklı bir pil yuvası kullanması gerekir. Lütfen bu seçeneğin kullanılabilirliği konusunda işitme uzmanınızla konuşun.

Pil veya işitme cihazı yutulduğunda acil olarak bir doktora görünün.

Pil kullanımı

Her zaman işitme uzmanınızın önerdiği pilleri kullanın. Düşük kaliteli piller sızıntı yapabilir ve vücuda zarar verebilir.

Asla pillerinizi yeniden şarj etmeye çalışmayın ve asla pilleri ateşe atmayın. Pillerin patlama riski vardır.

Bozukluk

İşitme cihazınızın haber vermeksizin durabileceğini unutmayın. Uyarı seslerine güvenirken (örneğin trafikteyken) bunu unutmayın. Örneğin pilleri tükendiğinde veya hortum, nem veya kulak kiri ile tıkanıldığında işitme cihazları çalışmayabilir.

Aktif implantlar

Aktif implantlarda dikkat edilmelidir. Genel olarak, implante edilebilir defibrilatör ve kalp pili üreticileri tarafından tavsiye edildiği gibi, cep telefonu ve miknatis kullanımı ile ilgili talimatlara uyun.

OtoTelefon miknatisi ve (tümleşik bir miknatisi olan) Çok Amaçlı Alet, implanttan en az 30 cm uzakta tutulmalı, örneğin bir göğüs cebinde taşınmamalıdır.

⚠ Genel uyarılar

Eğer aktif bir beyin implantı kullanmaktaysanız, rahatsızlık oluşma riskleri ile ilgili bilgi almak için lütfen implantınızın üretici veya temsilcileri ile iletişime geçin.

Röntgen, CT, MR, PET taramaları ve elektro terapileri

Yüksek güçlü alanlarda zarar görebileceklerinden, röntgen, CT/MR/PET taramalarında, elektro terapilerde, ameliyatlarda vs. işitme cihazlarınızı çıkarın.

Isı ve kimyasallar

İşitme cihazınızı asla direkt güneş ışığı altında, örneğin park edilmiş bir araçta bırakmayın.

İşitme cihazınızın mikrodalga fırınlarda veya diğer fırınlarda kurutulmaması gerekir.

Saç spreyi, parfüm, sinek savar, tıraş losyonu, güneş kremi vb. kozmetik ürünlerin içindeki kimyasal maddeler, işitme cihazına zarar verebilir. Bu tip ürünleri kullanmadan önce işitme cihazınızı her zaman çıkartın ve kullanmadan önce kurumasını bekleyin.

Çok güçlü cihaz

Kullanıcının geri kalan işitme yeteneğine zarar verme riski bulunduğundan, maksimum çıkış kapasitesinin 132 dB SPL'yi (IEC711) aştığı bir işitme cihazını seçme, takma ve kullanma sırasında büyük bir özen gösterilmelidir.

İşitme cihazınızın çok güçlü bir cihaz olup olmadığı hakkında bilgi için, model genel görünümü kısmına bakın.

Olası yan etkiler

İşitme cihazları ve kulaklıklar kulak kiri birikiminin hızlanmasına neden olabilir.

İşitme cihazları ve kulaklıklar kulak kiri birikiminin hızlanmasına neden olabilir.

Eğer bu gibi durumlarla karşılaşırsanız lütfen doktorunuza başvurun.

Parazit

Eğer bu gibi durumlarla karşılaşırsanız lütfen doktorunuza başvurun. Ancak işitme cihazınızda ve (örneğin bazı cep telefonları, gümrük kontrol cihazları ve mağazaların alarm sistemleri ve diğer cihazlar gibi) diğer cihazlarda parazitler oluşabilir. İşitme cihazı, uluslararası standartların en katı kuralları ile uyumlu olacak şekilde zorlu testlere tabi tutulmuştur.

Uçakta kullanım

İşitme cihazınızda Bluetooth özelliği bulunur. Uçakta kullanım sırasında, uçak personeli tarafından Bluetooth kullanımına izin verilmediği sürece uçak modu etkinleştirilmelidir.

Harici ekipmana bağlantı

Harici ekipmana (yardımcı kablo ile, USB üzerinden veya doğrudan) bağlı olan bir işitme cihazının güvenliği, harici ekipman tarafından belirlenir. Duvardaki bir prize takılı bir ekipman ile bağlantı kurulduğunda, bu ekipmanın IEC-60065, IEC-60950 veya eş değer güvenlik standartlarına uygun olması gerekir.

Sorun giderme kılavuzu

Belirti	Olası nedenleri	Çözümleri
Ses yok	Bitik pil	Pili değiştirin
	Tıkanmış kulaklıklar (kubbe, Grip Tip veya kalıp)	Kalıbı temizleyin Kulak kiri filtresini, kubbeyi veya Grip Tip'i değiştirin
	İşitme cihazı mikrofonu sessizde	İşitme cihazı mikrofonunu sessizden alın
Aralıklı veya kısık ses	Ses çıkışı tıkanmış	Kalıbı temizleyin veya kulak kiri filtresini, kubbeyi veya Grip Tipi değiştirin
	Nem	Pili kuru bir bezle silin
	Bitik pil	Pili değiştirin
Ötme sesi	İşitme cihazının kulaklığı yanlış takılmış	Kulaklığı çıkartıp yeniden takın
	Kulak kanalında kir birikmiştir	Kulak muayenesi için doktorunuza gidin
Sinyal sesi	İşitme cihazınız 4 kez arka arkaya 8 sinyal sesi çalıyor, işitme cihazınızın bir mikrofon servis kontrolüne ihtiyacı vardır	İşitme uzmanınızla irtibata geçin
A pple cihazıyla eşleşme sorunu	Bluetooth bağlantısı başarısız oldu	1) İşitme cihazlarındaki eşleştirmeyi kaldırın (Ayarlar→Genel→Erişilebilirlik→İşitme Cihazları→Cihazlar→Bu cihazı unut). 2) Bluetooth'u kapatıp tekrar açın.
	Sadece bir işitme cihazı eşleştirildi	3) İşitme cihazlarındaki pil yuvasını açın ve kapatın. 4) İşitme cihazlarını yeniden eşleştirin (bakın bölüm: "İşitme cihazlarını iPhone ile eşleştirin").

Suya ve toza dayanıklıdır (IP68)

İşitme cihazınız toza dayanıklı ve su girişine karşı korumalıdır, yani tüm günlük yaşam durumlarında kullanılabilir şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla terlemeyi veya yağmurda ıslanmayı dert etmeniz gerekmez. İşitme cihazınız suya temas ettiği ve çalışmayı bıraktığı durumlarda lütfen bu talimatlara uyun:

1. Üzerindeki tüm suları nazikçe silin.
2. Pil yuvasını açıp pili çıkartın ve pil yuvasındaki tüm suları dikkatli bir şekilde silin.
3. Pil yuvasını açık bırakıp, yaklaşık 30 dakika boyunca işitme cihazının kurumasını bekleyin.
4. Yeni bir pil takın.

ÖNEMLİ UYARI

İşitme cihazınızı duş alırken veya su içindeki faaliyetlere katılırken çıkartın. İşitme cihazınızı asla su veya başka bir sıvıya batırmayın.

Kullanım koşulları

Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: +1°C ile +40°C Bağıl nem: %5 ile %93, yoğunlaşmamış
Saklama ve taşıma koşulları	Sıcaklık ve nem, uzun süreli taşıma ve saklama sırasında aşağıdaki sınırları aşmamalıdır: Sıcaklık: -25°C ile +60°C Bağıl nem: %5 ile %93, yoğunlaşmamış

Garanti

Sertifika

Kullanıcının adı: _____

İşitme uzmanı: _____

İşitme uzmanının adresi: _____

İşitme uzmanının telefonu: _____

Satın alma tarihi: _____

Garanti süresi: _____ Ay: _____

Model sol: _____ Seri no: _____

Model sağ: _____ Seri no: _____

Uluslararası garanti

İşitme cihazınız, teslimat tarihinden itibaren 12 aylık bir dönem için üreticisi tarafından sağlanan uluslararası bir sınırlı garanti kapsamındadır. Bu sınırlı garanti sadece işitme cihazının kendisinde bulunan üretim ve malzeme hatalarını kapsar, ancak pil, hortum, hoparlör, kulaklık, filtre vb. aksesuarları kapsamaz. İşitme cihazının uygun olmayan veya yanlış kullanım ve bakımı, aşırı kullanımı, kazalar, yetkisiz servislerce onarılması, paslandırıcı koşullara maruz kalması, kulaktaki fiziksel değişimler, cihazın içine yabancı madde girişine bağlı hasar veya yanlış ayarlardan kaynaklanan sorunlar, sınırlı garanti kapsamının DIŞINDA olup, onu geçersiz kılabilir. Yukarıdaki garanti tüketici

mallarının satışına ilişkin ulusal mevzuat kapsamında sahip olabileceğiniz her türlü yasal haklarınızı etkilemez. İşitme uzmanınız, bu sınırlı garantinin şartlarını aşan bir garanti vermiş olabilir. Lütfen daha ayrıntılı bilgiler için ona başvurun.

Servis gerektiğinde

İşitme cihazınızı ufak sorun ve ayarlarını hemen halledebilecek olan işitme uzmanınıza götürün.

Teknik bilgi

Bu işitme cihazı, aşağıda açıklanan iki radyo teknolojisini içerir:

Bu işitme cihazı 3,84 MHz'de çalışan kısa alanlı manyetik indüksiyon teknolojisi ile çalışan radyo alıcı-vericisi içermektedir. Vericinin manyetik alan kuvveti oldukça zayıftır ve 10 metre mesafede her zaman -40 dB μ A/m değerinin altındadır.

Bu işitme cihazı ayrıca her ikisi de 2,4 GHz'de çalışan Bluetooth Low Energy (BLE) ve tescilli bir kısa menzilli radyo teknolojisinin kullanıldığı bir radyo alıcı-vericisi içerir. 2.4 GHz radyo vericisi zayıf ve toplam yayılan güçte her zaman 4 dBm e.i.r.p. değerinin altındadır.

İşitme cihazı, elektromanyetik uyumluluk ve insan maruziyetiyle ilgili uluslararası standartlara uygundur.

İşitme cihazı üzerindeki sınırlı kullanılabilir alan nedeniyle ilgili onay işaretlerinin çoğu bu kitapçıkta bulunmaktadır.

Ek bilgileri www.oticon.global adresindeki "Teknik Veriler sayfalarında" bulabilirsiniz

ABD ve Kanada

Bu işitme cihazı, aşağıdaki sertifika kimlik numaralarına sahip olan bir radyo modülü içerir:

miniRITE:

FCC ID: U28AUMRIT
IC: 1350B-AUMRIT

miniRITE-T:

FCC ID: U28AUMRTE
IC: 1350B-AUMRTE

Cihaz, FCC kuralların 15. bölümüne ve Kanada Endüstrisinin lisanstan muaf RSS'lerine uygundur.

Uygulama aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

1. Bu cihaz zararlı çakışma oluşturmamalıdır.
2. Bu cihaz istenmeyen uygulamalardan kaynaklanan çakışmalar da dahil tüm çakışmaları almalıdır.

Uyumdan sorumlu tarafın onayladığı değişiklikler ya da modifikasyonlar kullanıcının bu ürünü kullanma hakkını geçersiz kılar.

Bu B sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 standardına uygundur.

Not: Bu donanım, FCC kuralları, bölüm 15'e uygun olarak test edilmiş ve B Sınıfı dijital aygıt sınırlamalarına uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, bir konut tesisatındaki zararlı parazitlere karşı makul bir korunma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun bir şekilde kurulup kullanılmadığında, radyo iletişimde zararlı çakışmalara neden olabilir. Ancak belli bir tesisatta çakışma oluşmayacağına hiçbir garantisi yoktur. Bu ekipman, alınan telsiz veya televizyon dalgalarında herhangi bir zararlı çakışmaya neden olmadığı takdirde (bunu, ekipmanı kapayıp tekrar açarak tespit ede-

bilirsiniz), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla çakışmayı gidermesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü ve yerini değiştirin.
- Ekipmanda alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının takılı olduğu priz devresinden ayırın ve farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için bayinize ve deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Üretici, bu işitme cihazının 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimleri ve ilgili diğer hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

Uygunluk Beyanı, üreticiden temin edilebilir.

Üretici:



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka
www.oticon.global

CE 0543








Elektronik ekipmanlara ait atıklar, yerel kurallara göre atılmalıdır.

 **Bluetooth®**



IP68

Bu kitapçıkta kullanılan simgelerin açıklaması

	Uyarılar Cihazı kullanmadan önce, uyarı simgeleriyle işaretlenmiş metin mutlaka okunmalıdır.
	Üretici Cihaz, adı ve adresi simgenin yanında belirtilen üretici tarafından üretilir. AB Yönetmeliği 90/385/AET, 93/42/AET ve 98/79/AB'de tanımlandığı gibi, tıbbi cihaz üreticisini belirtir.
	CE işareti Cihaz, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/AET'ye uygundur. Dört basamaklı sayı, onaylı kuruluşun tanıdığını gösterir.
	Elektronik Atık (WEEE) İşitme cihazlarını, aksesuarları veya pilleri yerel yönetmeliklere göre geri dönüştürün. İşitme cihazı kullanıcıları aynı zamanda, atık elektrikli ve elektronik cihazlarını imha edilmesi için işitme uzmanına geri verebilirler. Atık elektrikli ve elektronik cihazlar (WEEE) hakkındaki 2012/19/AB yönetmeliğinin kapsadığı elektronik cihazlar.
	Mevzuata Uygunluk İşareti (RCM) Bu cihaz, Avustralya veya Yeni Zelanda piyasası için sunulan cihazlar için elektriksel güvenlik, EMC ve radyo frekansı gereksinimlerini karşılamaktadır.

IP68

IP kodu

Su ve katı parçacıkların zararlı girişine karşı koruma sınıfını, EN 60529:1991/A1:2002'ye uygun olarak belirtir. IP6X tümüyle toz korumasını belirtir. IPX8 suya sürekli olarak daldırılmaya karşı korumayı belirtir.



Bluetooth logosu

Bluetooth SIG, Inc.'nin tescilli markası, kullanımının gerekli olduğu yerlerde.



Made for Apple işaretleri

Cihazın iPhone, iPad ve iPod touch ile uyumlu olduğunu belirtir.

Düzenleyici ambalaj etiketinde kullanılan simgelerin açıklaması



Kuru tutun

Tıbbi cihazın nemden korunması gerektiğini belirtir.



Dikkat işareti

Uyarılar ve dikkatler için talimatlara başvurun.



Katalog numarası

Üreticinin katalog numarasını belirtir, böylece tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.



Seri numarası

Üreticinin seri numarasını belirtir, böylece belirli bir tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.

Kişisel işitme cihazı ayarlarınız

İşitme uzmanınız tarafından doldurulmalıdır.

Tinnitus SoundSupport: Kullanım süresi sınırı			
<input type="checkbox"/>	Kullanım süresi sınırı yoktur		
<input type="checkbox"/>	Program	Başlangıç ses seviyesi (Tinnitus)	Maks. ses seviyesi (Tinnitus)
<input type="checkbox"/>	1	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat
<input type="checkbox"/>	2	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat
<input type="checkbox"/>	3	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat
<input type="checkbox"/>	4	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat

188877TR / 2018.07.02

İşitme cihazınız üzerinde yüklü olan ayarlar				
Sol		Sağ		
<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	Ses kontrolü	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır
<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	Program değiştirme	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır
<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	Sessiz	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır
<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır	Tinnitus SoundSupport	<input type="checkbox"/> Evet	<input type="checkbox"/> Hayır
Ses kontrol göstergeleri				
<input type="checkbox"/> Açık	<input type="checkbox"/> Kapalı	Min./maks. ses seviyesi uyarı sesleri	<input type="checkbox"/> Açık	<input type="checkbox"/> Kapalı
<input type="checkbox"/> Açık	<input type="checkbox"/> Kapalı	Ses değişikliklerinde klik uyarıları	<input type="checkbox"/> Açık	<input type="checkbox"/> Kapalı
<input type="checkbox"/> Açık	<input type="checkbox"/> Kapalı	Tercih edilen ses seviyesinde bip uyarısı	<input type="checkbox"/> Açık	<input type="checkbox"/> Kapalı
Pil göstergeleri				
<input type="checkbox"/> Açık	<input type="checkbox"/> Kapalı	Pil zayıf uyarısı	<input type="checkbox"/> Açık	<input type="checkbox"/> Kapalı

188877TR / 2018.07.02



0000188877000001

oticon
PEOPLE FIRST

188877TR / 2018.07.02 / Opm Aygıt Yazılımı 6.0
veya öncesi / Siya Aygıt Yazılımı 1.0