

# Kullanım kılavuzu

IIC-CIC-ITC  
ITE HS-ITE FS

Oticon Opn  
Oticon Siya



Made for

iPhone | iPad | iPod

**oticon**  
PEOPLE FIRST

## Model genel görünümü

Bu kitapçık, Oticon Opn™ ve Oticon Siya ailelerin aşağıdaki işitme cihazı modelleri, pil numaraları ve tipleri için geçerlidir:

### Modeller:

- Oticon Opn 1  Oticon Opn 2  Oticon Opn 3  
 Oticon Siya 1  Oticon Siya 2

### Pil numarası:

- 10  312  13

**Bluetooth®:**  Evet  Hayır

### Tip:

- IIC Görünmez Kanal İçi  
 CIC Tamamen Kanal İçi  
 ITC Kanal İçi  
 ITE HS Kulak İçi Yarım Konka  
 ITE FS Kulak İçi Tam Konka

## Giriş

Bu kitapçık, yeni işitme cihazınızın kullanımında ve bakımında size rehberlik eder. Lütfen **Uyarı bölümü** 'nü dahil ederek, bu kitapçığı dikkatlice okuyunuz. Bu, yeni işitme cihazınızdan tam olarak yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

İşitme uzmanınız, işitme cihazınızı, ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ayarlamıştır. Başka herhangi bir sorunuz varsa, lütfen işitme uzmanınıza danışın.

| **Hakkında** | Başlangıç | Kullanım | Seçenekler | Tinnitus | Uyarılar | Ek bilgi |

Size kolaylık sağlaması için bu kitapçık, farklı bölümlerinde kolayca gezinmenize yardımcı olacak bir gezinti çubuğu içerir.

## Kullanım amacı

Bu işitme cihazı, sesi yükseltmek, kulağa iletmek, dolayısıyla hafif ve ileri derecede işitme kaybını telafi etmek için tasarlanmıştır. Bu işitme cihazı, yetişkinler ve 36 aydan büyük çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

### ÖNEMLİ UYARI

Bu işitme cihazının ses artırımı, işitme cihazı uygulaması sırasında işitme uzmanınız tarafından sizin kişisel işitme yeteneğinize göre özel olarak ayarlanmış ve iyileştirilmiştir.

## İçindekiler tablosu 1/2

### Hakkında

İşitme cihazı tipini tanımlayın	8
Sol ve sağ işitme cihazını tanımlayın	12
Pilleri tutma ve temizleme için Çok Amaçlı Alet	13

### Başlangıç

İşitme cihazını açma ve kapatma	14
Pili değiştirin	15

### Kullanım

İşitme cihazını yerleştirme	18
İşitme cihazınızın bakımı	20
Filtre değişimi	22
Uçak modu (Bluetooth ve düğme bulunan işitme cihazları)	26

### Seçenekler

İsteğe bağlı özellik ve aksesuarlar	27
Program değiştirime	28
Düğme ile ses seviyesini değiştirme	30

## İçindekiler tablosu 2/2

	Ses seviyesi tekerleği ile ses seviyesini değiştirme	31
	İşitme cihazını sessize alma	32
	İşitme cihazlarını iPhone, iPad ve iPod touch ile kullanma	33
	Bluetooth aksesuarları	36
	Diğer seçenekler	37
<b>Tinnitus</b>		
	Tinnitus SoundSupport™ (isteğe bağlı)	38
	Tinnitus ses oluşturucusu kullanıcıları için talimatlar	39
	Ses seçenekleri ve ses seviyesi ayarı	40
	Kullanım süresi sınırlaması	45
	Tinnitus'la ilgili uyarılar	48
<b>Uyarılar</b>		
	Genel uyarılar	50

## Ek bilgi


	Sorun giderme kılavuzu	54
	Suya ve toza dayanıklıdır (IP68)	56
	Kullanım koşulları	57
	Garanti	58
	Teknik bilgi	60
	Kişisel işitme cihazı ayarlarınız	66

## İşitme cihazınızı tanımlayın

Kulak içi işitme cihazınızın, farklı pil numaralarıyla birden fazla farklı tipi vardır. Lütfen ürün tipi ve pil numarası için model genel görünümüne bakın. Bunu yapmanız, bu kitapçıkta ilerlemenizi kolaylaştıracaktır.

## 10 numara pil (CIC gösterilir)


Nedir - ne işe yarar



Bu bileşenler işitme cihazınızda farklı yerlerde bulunabilir.


## 312 numara pil (ITC gösterilir)

Nedir - ne işe yarar



## 13 numara pil (Tam konka gösterilir)


Nedir - ne işe yarar



Bu bileşenler işitme cihazınızda farklı yerlerde bulunabilir.

## Sol ve sađ iřitme cihazını tanımlayın

Farklı řekle sahip ve farklı programlanmış olabileceđinden, sol ile sađ iřitme cihazının birbirinden ayrılması önemlidir.




**MAVİ** bir kabin, nokta veya yazı, SOL iřitme cihazını gösterir

**KIRMIZI** bir kabin, nokta veya yazı, SAĐ iřitme cihazını gösterir\*

\* Kabin rengi ve nokta yalnızca IIC için geçerlidir

## Pilleri tutma ve temizleme için Çok Amaçlı Alet

Çok Amaçlı Alet, iřitme cihazındaki pilin deđiřtirilmesini kolaylařtıran bir mıknatıs içerir. Ayrıca kulak kirini temizlemek ve gidermek için bir fırça ve bir tel döngü de içerir. Havalandırma deliđi çok küçükse, özel bir alet gerekebilir. Yeni bir alet gerekirse, lütfen iřitme uzmanınızla irtibata geçin.



### ÖNEMLİ UYARI


Çok Amaçlı Aletin içinde bir mıknatıs vardır. Çok Amaçlı Alet'i kredi kartı ve diđer manyetik olarak hassas olan aletlerden 30 cm uzakta tutun.

## İşitme cihazını açma ve kapatma

Pil yuvası ayrıca işitme cihazını açıp kapatmak için de kullanılır. Pil ömründen tasarruf etmek için, kullanmadığınız zamanlarda işitme cihazınızı kapattığınızdan emin olun. Cihazın standart ayarlarına dönmek isterseniz, pil yuvasını açıp kapatmanız (hızlı sıfırlama) yeterli olur.


### AÇIN

Pili yerleştirip pil yuvasını kapatın.



### KAPATIN

Pil yuvasını açın.



**Not:** İşitme cihazınızı kullanmadığınız durumlarda, özellikle geceleri veya uzun süre kullanmayacağınız zamanlarda, cihazın içine hava akışını sağlamak ve işitme cihazının pili tamamen boşaltmadığından emin olmak için, pil kapağını tam olarak açık bırakın!

## Pili değiştirin

Pil değiştirme zamanı geldiğinde, pil bitene kadar düzenli aralıklarda art arda üç sinyal sesi duyarsınız.



Üç sinyal sesi\*  
= Pili zayıflamış



Dört sinyal sesi  
= Pili bitmiş

### Pil tavsiyesi

İşitme cihazın daima çalıştığından emin olmak için, yanınızda her zaman yedek pil taşıyın veya evden çıkmadan önce pilini değiştirin.


\* İşitme cihazınızda Bluetooth® özelliği varsa, kapanacak ve kablosuz aksesuarlar kullanılamayacaktır.

**Not:** İşitme cihazlarınıza ses veya müzik akışı yapıyorsanız, pillerin daha sık değiştirilmesi gerekir.



## Pili deęiřtirme

### 1. ıkart



Pil yuvasını tam açın.  
Pili ıkartın.


### 2. Etiketli ıkartın



Yeni pilin + iřaretinin olduęu taraftaki yapıřkanlı etiketi pilden ayırın.


İpucu:  
En iyi řekilde alıřması iin 2 dk bekleyin, by-  
lece pil hava alabilir.

### 3. Yerleřtirin



Yeni pili pil yuvasına yerleřtirin.  
+ tarafın yukarıya dnk olduęundan emin olun.

### 4. Kapat



Pil yuvasını kapatın. İřitme cihazı bir aılıř mzięi alar.  
Aılıř mzięini duymak iin iřitme cihazını kulaęınıza tutun.

### İpucu



ok Amalı Alet pili deęiřtirmek iin kullanılabilir. Pillerini ıkartmak ve takmak iin manyetik ucu kullanın.

ok Amalı Alet, iřitme uzmanınız tarafından saęlanır.


## İşitme cihazını yerleştirme

### Adım 1



İşitme cihazının ucunu kulak kanalınızın içine yerleştirin.

### Adım 2



Kulağınızı hafifçe dışarı doğru çekin ve işitme cihazını kulak kanalınızın içine sokun, gerekirse cihazı hafifçe çevirin. Kulak kanalınızın doğal kıvrımını izleyin. Kulağınıza rahat bir şekilde oturmasını sağlamak için işitme cihazını itin.

## İşitme cihazınızı çıkarma

İşitme cihazını, dışarı çekme ipinden (varsa) tutun. İşitme cihazını, dikkatli bir şekilde kulak kanalından çekip çıkartın.

İşitme cihazınızda dışarı çekme ipi yoksa, cihazı kenarından çekerek çıkartabilirsiniz.

### ÖNEMLİ UYARI


Pil yuvasını, işitme cihazınızı sokup çıkartma aracı olarak KULLANMAYIN. Bu amaçla tasarlanmamıştır.

## İşitme cihazınızın bakımı


Yanlışlıkla düşmesi durumunda, zarar görmesini önlemek için işitme cihazınızın bakımını yumuşak bir zeminin üzerinde yapınız.

### İşitme cihazını temizleme

Mikrofon girişlerindeki atıkları temiz bir fırçayla dikkatli bir şekilde fırçalayın. Yüzeyini nazikçe fırçalayın. Filtrelerin düşmediğinden emin olun.



Havalandırma deliğini, fırçayı deliğin içine bastırıp hafifçe çevirerek temizleyin.



### ÖNEMLİ UYARI

İşitme cihazını temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın. Asla su veya başka bir sıvıyla yıkanmamalı veya bunlara batırılmamalıdır.

## Filtre deęiřimi

Filtreler kir ve artıkların iřitme cihazına zarar vermesini önler. Filtreler tıkanıđında, lütfen filtreleri deęiřtirin veya iřitme uzmanınızla irtibata geçin.

- Prowax miniFit filtre ses çıkıřını korur.
- O-cap ve T-cap mikrofon giriřini korur.

Uygun filtrelerin deęiřtirilmesi ile ilgili talimatlar için lütfen sonraki sayfalara bakın.


### ÖNEMLİ UYARI

Her zaman iřitme cihazınızla birlikte verilen kulak kiri filtresiyle aynı tipte filtre kullanın.

Kulak kiri filtresinin deęiřimi veya kullanımı hakkında sormak istediđiniz bir řey olursa, iřitme uzmanınızla iletiřime geçin.


## □ ProWax miniFit filtresini deęiřtirin

### 1. Alet




Aleti kabuđundan çıkartın. Aletin iki pimi vardır, biri eski filtreyi çıkartmak içindir, diđerinde ise yeni ProWax mini filtre vardır.

### 2. Çıkart



Boř pimi iřitme cihazının ProWax mini filtresine sokun ve onu çekip çıkartın.


### 3. Yerleřtir



Aletin diđer pimini kullanarak yeni ProWax mini filtresini takın, aleti çıkartın ve çöpe atın.


## □ T-Cap filtre deęiřimi (10 numara pilli iřitme cihazları)

### 1. Alet




Aleti paketten çıkartın. Aletin iki ucu vardır, biri eski filtreyi çıkartmak içindir, dięerinde ise yeni T-Cap filtresi vardır.

### 2. Çıkart



Alet çatalını, kullanılan T-Cap filtresinin üst kenarının altına sokun ve onu kaldırıp çıkartın.


### 3. Yerleřtir



Yeni T-Cap filtresini takın ve aleti hafifçe çevirerek çıkartın. Kullandıktan sonra aleti atın.


## □ O-Cap filtre deęiřimi (312 ve 13 numara pilli iřitme cihazları)

### 1. Alet




Aleti paketten çıkartın. Aletin iki ucu vardır, biri eski filtreyi çıkartmak içindir, dięerinde ise yeni O-Cap filtre vardır.

### 2. Çıkart



Aletin sivri ucunu mevcut O-Cap filtresine sokun ve çekip çıkartın.

### 3. Yerleřtir



Aletin dięer ucunu kullanarak yeni O-Cap'i takın, aleti çıkartın ve dıřarı atın.


## □ Uçak modu

(Bluetooth ve düğme bulunan işitme cihazları)

Bir uçağa binerken veya radyo sinyallerini yaymanın yasak olduğu bir alana girerken, örneğin uçuş sırasında uçak modunun etkinleştirilmesi gerekir. İşitme cihazı çalışmaya devam edecektir. Her iki işitme cihazından Bluetooth'u kapatmak için, işitme cihazlarının yalnızca birinde uçak modunu etkinleştirmek gerekir. İşitme cihazınızda düğme yoksa, işitme cihazınızı kapatmanız gerekir.

**Etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için** Düğmeyi en az 7 saniye boyunca basılı tutun. Bir müzik sesi, bu eyleminizi doğrular.

Pil yuvasını açıp kapatmak, uçak modunu da devre dışı bırakır.



## İsteğe bağlı özellik ve aksesuarlar

Aşağıdaki sayfalarda tarif edilen özellik ve aksesuarlar, isteğe bağlıdır. İşitme cihazınızın nasıl programlanmış olduğunu öğrenmek için lütfen işitme uzmanınızla irtibata geçin.

Zor dinleme koşulları ile karşılaşırsanız, size özel bir program bu konuda size yardımcı olabilir. Bunlar, işitme uzmanınız tarafından programlanır.

*Yardıma ihtiyaç duyabileceğiniz işitme koşullarını aşağıda belirtin.*


---

---

---

## □ Programları deęiřtirme

İřitme cihazınıza en fazla 4 farklı program yüklenebilir. Bunlar, iřitme uzmanınız tarafından programlanır.



Program deęiřtirme düęmesine basın. Düęme sadece program deęiřtirmek için kullanılıyorsa kısa süreli basın, ayrıca ses kontrolü için de kullanılıyorsa uzun süreli basın.

Birbiri ile senkronize çalıřan iki iřitme cihazınız olduęunda (düęmeye basıldıęında her iki iřitme cihazı da yanıt verir), SAĐ kulaktaki iřitme cihazının düęmesine bastıęınızda örn: 1. programdan 2. programa ilerledięinizi, SOL kulaktaki iřitme cihazının düęmesine bastıęınızda örn: 4. programdan 3. programa geri döndüęünüzü unutmayın.

İřitme cihazlarınız baęımsız çalıřıyorsa, her bir iřitme cihazındaki düęmelere de basmanız gerekir.


İřitme uzmanı tarafından doldurulmalıdır

Program	Etkinleřtirildięinde duyacaęınız ses	Ne zaman kullanılmalı
1	♪ "1 sinyal sesi"	
2	♪♪ "2 sinyal sesi"	
3	♪♪♪ "3 sinyal sesi"	
4	♪♪♪♪ "4 sinyal sesi"	

Program deęiřiklięi:	
<input type="checkbox"/> Baęımsız	<input type="checkbox"/> Senkronize
<input type="checkbox"/> SOL	<input type="checkbox"/> SAĐ
<input type="checkbox"/> Kısa basın	<input type="checkbox"/> Uzun basın

## □ Dügme ile ses seviyesini deęiřtirme

Dügme, sesi ayarlamanızı saęlar.  
Sesi yükselttięinizde ya da azalttıęınızda klik sesi duyabilirsiniz.



### İşitme uzmanı tarafından doldurulmalıdır

Ses seviyesini deęiřtir	<input type="checkbox"/> SOL	<input type="checkbox"/> SAę
-------------------------	------------------------------	------------------------------

## □ Ses seviyesi tekerleęi ile ses seviyesini deęiřtirme


Ses seviyesi tekeri, sesi ayarlamanızı saęlar.  
Sesi yükselttięinizde ya da azalttıęınızda klik sesi duyabilirsiniz.





## □ İşitme cihazını sessize alma

İşitme cihazını sessize almanız gerektiğinde, sessiz fonksiyonunu kullanın. Yalnızca düğme bulunan işitme cihazları için geçerlidir.



• İşitme cihazını sessize almak için, düğmeyi uzun süre basılı tutun. İşitme cihazını tekrar çalıştırmak için, düğmeye kısa süreli basın.

NOT: sessiz işlevi yalnızca işitme cihazlarındaki mikrofonu/mikrofonları sessize alır.

### ÖNEMLİ UYARI

Sessiz konumda işitme cihazı pil tüketmeye devam ettiği için, bu işlevi işitme cihazınızı kapatmak için kullanmayın.

## İşitme cihazlarını iPhone, iPad ve iPod touch ile kullanma

İşitme cihazlarınız Made for iPhone® işitme cihazlarıdır ve iPhone, iPad® veya iPod touch® ile doğrudan iletişim ve kontrole izin verir. Bu ürünlerin işitme cihazlarınızla kullanımı hakkında yardım almak için lütfen işitme

uzmanınızla irtibata geçin veya şu adresi ziyaret edin:  
[www.oticon.global/connectivity](http://www.oticon.global/connectivity)

Made for  
iPhone | iPad | iPod

Uyumluluk hakkında bilgi için, lütfen [www.oticon.global/connectivity](http://www.oticon.global/connectivity) adresini ziyaret edin

Made for Apple işaretinin kullanılması, bir aksesuarın bu işaretle tanımlanan Apple ürünü/ürünleri için özel olarak tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarını karşılamak üzere sertifikalı olduğu anlamına gelir. Apple, bu cihazın çalışmasından veya güvenlik ve yönetmelik standartlarına uygun olmasından sorumlu değildir.

Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli olan ticari markalarıdır.


# İşitme cihazlarınızı iPhone ile eşleştirin

## 1. Ayarlar




iPhone'unuzu açın ve "Ayarlar" bölümüne gidin. Bluetooth açık olduğundan emin olun. Ardından "Genel" i seçin.

## 2. Genel




"Genel" ekranından "Erişilebilirlik" seçeneğini seçin.

## 3. Erişilebilirlik



"Erişilebilirlik" ekranından "MFi İşitme Cihazları" nı seçin.

## 4. Hazırla



Her iki işitme cihazı-  
nızdaki pil yuvasını  
da açın ve kapatın ve  
onları iPhone'unuzun  
yakınına getirin. İşit-  
me cihazları 3 dakika  
boyunca eşleştirme  
modunda kalır.

## 5. Seç



iPhone'unuz, eşleşme  
için işitme cihazlarını  
algılar. Algılanan  
cihazlar, iPhone liste-  
nizde görünür. İşitme  
cihazlarınızı seçin.

## 6. Eşleştirmeyi onayla



Eşleştirmeyi onayla-  
yın. İki işitme cihazınız  
varsa, her işitme cihazı  
için eşleştirme onayı  
gerekir.

## Kablosuz aksesuarlar

Kablosuz işitme cihazınızla birlikte birçok kablosuz bağlantı aksesuarı ek olarak kullanılabilir. Bunlar günlük yaşamınızda birçok durumda daha iyi işitmenizi ve iletişim kurmanızı sağlayabilir.

### ConnectClip

Cep telefonunuzla eşleştirildiğinde, işitme cihazlarınızı ellerinizi serbest bırakan kablosuz kulaklıklar veya uzak mikrofon olarak kullanabilirsiniz.

### TV Adaptörü 3.0

TV ve elektronik ses aygıtlarından gelen sesleri kablosuz olarak ileten bir vericidir. TV Adaptörü ses akışını doğrudan işitme cihazlarınıza iletir.

### Uzaktan Kumanda 3.0

İşitme cihazlarındaki programı değiştirme, sesi ayarlama veya sessize getirme özelliğini sunar.

### Oticon ON App

İşitme cihazlarını kontrol etmenin sezgisel ve gizli bir yolunu sunar. iPhone, iPad, iPod touch ve Android™ cihazlar için. Daha fazla bilgi için, burayı ziyaret edin: [www.oticon.global/connectivity](http://www.oticon.global/connectivity)

## Diğer seçenekler



### Telecoil - yalnızca bazı cihaz tiplerinde isteğe bağlı seçilebilir\*

Telecoil, tümleşik döngülü bir telefon kullandığınızda veya sinema/tiyatro, kilise veya seminer odaları gibi teleloop sistemleri bulunan binalarda olduğunuzda daha iyi işitmenize yardımcı olur. Bir teleloop kurulduğunda bu simge veya benzer bir işaret gösterilir.



### OtoTelefon - yalnızca bazı cihaz tiplerinde isteğe bağlı seçilebilir

Telefonunuza buna özel bir mıknatıs yerleştirirseniz, OtoTelefon, işitme cihazındaki bir telefon programını otomatik olarak etkinleştirebilir.

\* 2,4 GHz ve telecoil'i aynı anda etkinleştirdiğinizde, yapay bir ses meydana gelir.

Daha fazla bilgi için lütfen işitme uzmanınızla irtibata geçin.

## □ **Tinnitus SoundSupport™** (isteğe bağlı)

### **Tinnitus SoundSupport'un planlanan kullanımı**

Tinnitus SoundSupport, tinnitus yönetim programının bir parçası olarak, kulak çınlaması şikayeti olan hastalara geçici bir rahatlama sunmak amacıyla ses oluşturmak için kullanılan bir araçtır. Hedef nüfus, yetişkin (18 yaşından büyük) nüfustur.

Tinnitus SoundSupport, kulak çınlamasının ve işitme kayıplarının değerlendirilmesi ve tedavisi konusuna hakim yetkili işitme uzmanlarına (odyolog, odyometrist, işitme uzmanları veya kulak-burun-boğaz uzmanları) yöneliktir. Tinnitus SoundSupport uygulaması, tinnitus yönetim programına katılmış olan işitme uzmanları tarafından uygulanmalıdır.

### **Tinnitus SoundSupport'la sunulan cihaz tipleri**

Düğmeli CIC, ITC, ITE HS ve ITE FS işitme cihazları. İşitme cihazınızın tipini öğrenmek için, lütfen model genel görünümü kısmına bakın.

## **Tinnitus ses oluşturucusu kullanıcıları için talimatlar**

Bu talimatlar, işitme uzmanınız tarafından işitme cihazlarınızda etkinleştirilmiş olabilecek Tinnitus SoundSupport hakkında bilgi içerir.

Tinnitus SoundSupport, kulaklardaki çınlamanın yönetilmesine yardımcı olması için yeterli yoğunlukta ve bant genişliğinde ses oluşturmak için tasarlanan bir kulak çınlaması yönetim aracıdır.

İşitme uzmanınız ayrıca uygun bir takip hizmeti sunabilir. Onun bu konudaki tavsiyelerini ve yönlendirmelerini uygulamak ve takip etmek önemlidir.

### **Sadece reçeteli olarak kullanılır**

Sağlıklı bir uygulama için, kulak çınlaması bildiren kişinin bir ses oluşturucusu kullanmadan önce yetkili bir kulak doktoru tarafından muayene edilmesi gerekir. Bu değerlendirmenin amacı, kulak çınlamasına neden olabilecek, tedavi edilebilir her türlü durumun, ses oluşturucusunu kullanmadan önce tespit ve tedavi edilmesini sağlamaktır.

## Ses seçenekleri ve ses seviyesi ayarı

Tinnitus SoundSupport, işitme uzmanınız tarafından, işitme kaybınıza ve kulak çınlamanızı rahatlatma tercihlerinize uyacak şekilde programlanmıştır. Bir dizi farklı ses seçeneği sunar. Tercih ettiğiniz ses(ler)i işitme uzmanınızla birlikte seçebilirsiniz.

### Tinnitus SoundSupport programları

Tinnitus SoundSupport'un hangi programlarda etkinleştirilmesini isteyebileceğinize işitme uzmanınızla birlikte karar verirsiniz. Ses oluşturunucusu maksimum dört farklı programda etkinleştirilebilir.

### Sessiz

Tinnitus SoundSupport'un etkinleştirildiği bir programdaysanız, Sessiz işlevselliği sadece çevre seslerini sessize alıp, Tinnitus SoundSupport'tan gelen sesleri sessize almaz. Bakın bölüm: "İşitme cihazını sessize alın".

### Tinnitus SoundSupport'la ses seviyesi ayarları

Tinnitus SoundSupport etkinleştirildiğinde (bir programda), düğme veya ses seviyesi tekerleğini kullanarak yalnızca Tinnitus SoundSupport ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Bu, bu programda çevredeki sesleri ayarlayamayacağınız anlamına gelir.

İşitme uzmanınız, Tinnitus SoundSupport ses seviyesi kontrolü için, bu iki seçenektan birini ayarlar:

- A) Her bir kulaktaki ses seviyesini ayrı ayrı değiştir veya
- B) Her iki kulaktaki ses seviyesini aynı anda değiştir.

**Düğme ile ses seviyesini deęiřtirme**

Görseller için “Düğme ile ses seviyesini deęiřtirme” bölümüne bakın

<input type="checkbox"/>	<b>A) Her bir kulakta ayrı ayrı Tinnitus SoundSupport ses seviyesi nasıl deęiřtirilir</b> Sesi (sadece işitme cihazın birinde) <b>yükseltmek</b> için, istedięiniz seviyeye gelene kadar, düğmeye art arda kısaca basın. İki bip sesi duyulana kadar, ses her zaman ilk basıřa/basıřlara göre yükselecektir. Bundan sonra ses seviyesi azalacaktır. Sesi (sadece işitme cihazın birinde) <b>azaltmak</b> için, istedięiniz seviyeye gelene kadar, düğmeye art arda kısaca basmaya devam edin.
<input type="checkbox"/>	<b>B) Her iki kulakta aynı anda Tinnitus SoundSupport ses seviyesi nasıl deęiřtirilir</b> İşitme cihazın birini sesi yükseltmek, dięerini de sesi azaltmak için kullanabilirsiniz: Sesi <b>yükseltmek</b> için, SAĞ işitme cihazındaki düğmeye art arda kısa süreli basın. Sesi <b>azaltmak</b> için, SOL işitme cihazındaki düğmeye art arda kısa süreli basın.

İşitme uzmanınız tarafından doldurulmalıdır.

**Ses seviyesi tekerleęi ile ses seviyesini deęiřtirme**

Görseller için “Ses seviyesi tekerleęi ile ses seviyesini deęiřtirme” bölümüne bakın

<input type="checkbox"/>	<b>A) Her bir kulakta ayrı ayrı Tinnitus SoundSupport ses seviyesi nasıl deęiřtirilir</b> Sesi (sadece işitme cihazın birinde) <b>yükseltmek</b> için, ses seviyesi tekerleęini öne doęru döndürün. Sesi (sadece işitme cihazın birinde) <b>azaltmak</b> için, ses seviyesi tekerleęini arkaya doęru döndürün.
<input type="checkbox"/>	<b>B) Her iki kulakta aynı anda Tinnitus SoundSupport ses seviyesi nasıl deęiřtirilir</b> Her iki işitme cihazında sesi yükseltmek/azaltmak için cihazın birini kullanabilirsiniz. İşitme cihazların birinde ses seviyesini deęiřtirdięinizde, dięer işitme cihazındaki ses seviyesi de bunu izler. Sesi <b>yükseltmek</b> için, ses seviyesi tekerleęini öne doęru döndürün. Sesi <b>azaltmak</b> için, ses seviyesi tekerleęini arkaya doęru döndürün.

İşitme uzmanınız tarafından doldurulmalıdır.

## □ Bluetooth bulunan işitme cihazı

İşitme cihazınızda Bluetooth bağlantısı varsa, Tinnitus SoundSupport olan programda çevre seslerini Uzaktan Kumanda 3.0 veya ConnectClip ile ayarlayabilirsiniz.

iPhone, iPad, iPod touch ve Android™ aygıtları için **Oticon ON App**, her bir programda hem çevre seslerini hem de Tinnitus SoundSupport sesini doğrudan bu uygulama üzerinden ayarlama olanağını sunar.

## Kullanım süresi sınırlaması

### Günlük kullanım

Tinnitus SoundSupport ses seviyeleri, uzun süre kullanıldığında kalıcı işitme hasarına neden olabilecek ses seviyesine ayarlanabilir. İşitme uzmanınız size Tinnitus SoundSupport'u günde en fazla ne kadar kullanacağını önerir. Asla rahatsız edici seviyelerde kullanılmamalıdır.

İşitme cihazlarınızda rahatlatıcı sesi günde kaç saat güvenli bir şekilde kullanabileceğinizi öğrenmek için, bu kitapçığın sonundaki "Kişisel işitme cihazı ayarlarınız" bölümündeki "Kullanım süresi sınırlaması" tablosuna bakın.

## İşitme uzmanları için Tinnitus SoundSupport hakkında önemli bilgiler

### Cihaz tanımı

Tinnitus SoundSupport, İşitme Uzmanı tarafından işitme cihazında etkinleştirilebilen bir modül işlevidir.

### Maksimum kullanma süresi

Seviyeyi 80 dB(A) SPL değerini aşacak şekilde artırdığınızda, Tinnitus SoundSupport'un kullanım süresi azalır. İşitme cihazı, 80 dB(A) SPL değerini aştığında, uygulama yazılımı otomatik olarak bir uyarı gösterir. Uygulama yazılımındaki tinitus uygulama grafiğinin yanındaki "Maks. kullanım süresi göstergesine" bakın.

### Ses seviyesi kontrolü devre dışı

İşitme cihazındaki ses oluşturucusunun ses seviyesi kontrolü varsayılan olarak devre dışı bırakılır. Ses seviyesi kontrolü etkinleştirildiğinde, gürültüye maruz kalma riski artar.

### Ses seviyesi kontrolü etkinleştirildiyse

"Düğmeler ve İkazlar" ekranında tinnitus ses seviyesi kontrolünü etkinleştirirseniz, bir uyarı görüntülenebilir. Rahatlatıcı sesin, işitme hasarına neden olabilecek seviyelerde dinlenebilmesi durumunda, bu uyarı meydana çıkar. Uygulama yazılımındaki "Maks. kullanım süresi" tablosunda, hastanın Tinnitus SoundSupport'u güvenli bir şekilde kaç saat kullanabileceği gösterilmektedir.

- Tinnitus SoundSupport'un etkinleştirildiği her bir program için maks. kullanım süresini not alın.
- Bu değerleri bu kitapçığın arkasındaki "Tinnitus SoundSupport: Kullanım süresi sınırlaması" tablosuna yazın.
- Hastanıza buna göre talimat verin.



## Tinnitus'la ilgili uyarılar

İşitme Uzmanınız Tinnitus SoundSupport ses oluşturucusunu etkinleştirdiyse, lütfen aşağıdaki uyarılara dikkat edin.

Bir kulak çınlaması yönetim cihazıyla oluşturulan herhangi bir sesin kullanılmasıyla ilişkili bir takım potansiyel endişeler vardır. Bunların arasında, kulak çınlamasının kötüleşme potansiyeli veya işitme eşiklerinin değişme olasılığı vardır.

İşitmede veya kulak çınlamasında bir değişiklik, herhangi bir baş dönmesi, bulantı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı yaşarsanız veya cihazın cilde temas ettiği noktada cilt tahrişi görür veya fark ederseniz, cihazı kullanmayı hemen bırakmalısınız ve bir doktora, odyoloğa veya işitme uzmanına danışmalısınız.

Her cihazda olduğu gibi, ses oluşturucusu özelliğinin kötüye kullanılması, zararlı olabilecek bir takım etkiler oluşturabilir. Yetkisiz kullanımın önlenmesine ve cihazın, çocukların ve ev hayvanlarının ulaşamayacağı bir yerde saklanmasına özen gösterilmelidir.

### **Maksimum kullanma süresi**

İşitme uzmanınızın Tinnitus SoundSupport için uygun gördüğü günlük maksimum kullanım süresine daima uyunuz. Bu sürenin aşılması, kulak çınlama veya işitme kaybı durumunuzun kötüleşmesine neden olabilir.

## ⚠ Genel uyarılar

Kişisel güvenliğiniz amacıyla ve doğru kullandığınızdan emin olmak için, işitme cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki genel uyarıları incelemeniz önerilir.

Lütfen bir işitme cihazının normal işitme duyunuzu geri getirmeyeceğini ve organik koşullardan kaynaklanan bir işitme sorununu önlemeyeceğini veya gidermeyeceğini unutmayın. Ayrıca çoğu durumda bir işitme cihazı çok seyrek kullanıldığında, kullanıcının bundan tam yararlanamayacağını unutmayın.

İşitme cihazınızla beklenmedik işlem veya olaylar yaşadığınızda işitme uzmanınıza danışın.

### İşitme cihazlarının kullanımı

İşitme cihazları sadece işitme uzmanı tarafından ayarlanıp, tarif edildiği şekilde kullanılmalıdır. Yanlış kullanım ani ve kalıcı işitme kaybına sebep olabilir.

Asla işitme cihazlarınızın başkaları tarafından kullanılmasına izin vermeyin, yanlış kullanım onların işitmesine kalıcı hasar verebilir.

### Boğulma tehlikesi ve pilleri veya diğer küçük parçaları yutma riski vardır

İşitme cihazları, parçaları ve pilleri, onları yutabilecek kişi ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklanmalıdır; aksi takdirde kendilerine zarar verebilirler.

Pillerin zaman zaman ilaçlar ile karıştırıldığı görülmüştür. Bu nedenle hapınızı yutmadan önce ilacınızı dikkatlice kontrol edin.

İşitme cihazlarının bir çoğunda isteğe bağlı kurcalanmaya karşı dayanıklı pil yuvası sağlanabilmektedir. Bu özelliğin bebeklerde, küçük çocuklarda ve öğrenme zorluğu yaşayan kişilerde ısrarla kullanılması önerilir.

36 aylıktan küçük çocukların her zaman kurcalanmaya karşı dayanıklı bir pil yuvası kullanması gerekir. Lütfen bu seçeneğin kullanılabilirliği konusunda işitme uzmanınızla konuşun.

*Pil veya işitme cihazı yutulduğunda acil olarak bir doktora görünün.*

### Pil kullanımı

Her zaman işitme uzmanınızın önerdiği pilleri kullanın. Düşük kalitede olan piller sızıntı yapabilir ve vücuda zarar verebilir.

Asla pillerinizi yeniden şarj etmeye çalışmayın ve asla pilleri ateşe atmayın. Pillerin patlama riski vardır.

### Bozukluk

İşitme cihazınızın haber vermeksizin durabileceğini unutmayın. Uyarı seslerine güvenirken (örneğin trafikteyken) bunu unutmayın. Örneğin pilleri tükendiğinde veya hortum, nem veya kulak kiri ile tıkanığında işitme cihazları çalışmayabilir.

### Aktif implantlar

Aktif implantlarda dikkat edilmelidir. Genel olarak, implante edilebilir defibrilatör ve kalp pili üreticileri tarafından tavsiye edildiği gibi, cep telefonu ve miknatıs kullanımı ile ilgili talimatlara uyun.

OtoTelefon miknatısı ve (tümleşik bir miknatısı olan) Çok Amaçlı Alet, implanttan en az 30 cm uzakta tutulmalı, örneğin bir göğüs cebinde taşınmamalıdır.

## ⚠ Genel uyarılar

Eğer aktif bir beyin implantı kullanmaktaysanız, rahatsızlık oluşma riskleri ile ilgili bilgi almak için lütfen implantınızın üretici veya temsilcileri ile iletişime geçin.

### Röntgen, CT, MR, PET taramaları ve elektro terapileri

İşitme cihazlarınızı çıkarın. Yüksek güçlü alanlarda zarar görebileceklerinden, röntgen, CT/MR/PET taramalarında, elektro terapilerde, ameliyatlarda vs.

### Isı ve kimyasallar

İşitme cihazınızı asla direkt güneş ışığı altında, örneğin park edilmiş bir araçta bırakmayın.

İşitme cihazınızın mikrodalga fırınlarda veya diğer fırınlarda kurutulmaması gerekir.

Saç spreyi, parfüm, sinek savar, tıraş losyonu, güneş kremi vb. kozmetik ürünlerin içindeki kimyasal maddeler, işitme cihazına zarar verebilir. Bu tip ürünleri kullanmadan önce işitme cihazınızı her zaman çıkartın ve kullanmadan önce kurumasını bekleyin.

### Çok güçlü işitme cihazı

Kullanıcının geri kalan işitme yeteneğine zarar verme riski bulunduğundan, maksimum çıkış kapasitesi 132 dB SPL'yi (IEC711) aşan işitme cihazının seçimi, uygulanması ve kullanımı sırasında büyük bir özen gösterilmelidir.

*İşitme cihazınızın çok güçlü bir cihaz olup olmadığı hakkında bilgi için, bu broşürün arkasına bakın.*

### Muhtemel yan etkiler

İşitme cihazları ve kulaklıklar kulak kiri birikiminin hızlanmasına neden olabilir.

İşitme cihazınızda alerjik olmayan ürünler kullanılmasına rağmen çok nadiren de olsa ciltte tahrişlere ve diğer yan etkilere yol açabilir.

*Eğer bu gibi durumlarla karşılaşırsanız lütfen doktorunuza başvurun.*

### Parazit

İşitme cihazı, uluslararası standartların en katı kuralları ile uyumlu olacak şekilde zorlu testlere tabi tutulmuştur. Ancak işitme cihazınızda ve (örneğin bazı cep telefonları, gümrük kontrol cihazları ve mağazaların alarm sistemleri ve diğer cihazlar gibi) diğer cihazlarda parazitler oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda işitme cihazını parazite neden olan aygıttan uzaklaştırın.

### Uçakta kullanım

İşitme cihazınızda Bluetooth özelliği bulunuyor olabilir. Uçak personeli tarafından Bluetooth izni verilmediği sürece, uçaktayken uçak modunun etkinleştirilmesi gerekir.

*Lütfen işitme cihazınızda Bluetooth özelliği bulunup bulunmadığını öğrenmek için model genel görünümü kısmına bakın.*

### Harici ekipmana bağlantı

Harici ekipmana (yardımcı kablo ile, USB üzerinden veya doğrudan) bağlı olan bir işitme cihazının güvenliği, harici ekipman tarafından belirlenir. Duvardaki bir prize takılı bir ekipman ile bağlantı kurulduğunda, bu ekipmanın IEC-60065, IEC-60950 veya eş değer güvenlik standartlarına uygun olması gerekir.

## Sorun giderme kılavuzu

Belirti	Olası nedenleri	Çözümleri
Ses yok	Pili bitmiş	Pili değiştirin
	Ses çıkışı tıkanmış	Ses çıkışını temizleyin* veya kulak kiri filtresini değiştirin
	Tıkanmış mikrofon girişi	Mikrofon girişini temizleyin* veya filtreyi değiştirin (T-Cap veya O-Cap)
	İşitme cihazı mikrofonu sessizde	İşitme cihazı mikrofonunu sessizden alın
Aralıklı veya kısık ses	Ses çıkışı tıkanmış	Ses çıkışını temizleyin veya kulak kiri filtresini değiştirin
	Nem	Pili ve işitme cihazını kuru bir bezle silin
	Pili bitmiş	Pili değiştirin
Ötme sesi	İşitme cihazı doğru takılmamıştır	İşitme cihazınızı tekrar takın
	Kulak kanalında kir birikmiştir	Kulak muayenesi için doktorunuza gidin
Apple cihazıyla eşleşme sorunu	Bluetooth bağlantısı başarısız oldu	1) İşitme cihazlarınızdaki eşleştirmeyi kaldırın (Ayarlar→Genel→Erişilebilirlik→İşitme Cihazları→Cihazlar→Bu cihazı unut). 2) Bluetooth'u kapatıp tekrar açın.
	Sadece bir işitme cihazı eşleştirildi	3) İşitme cihazlarındaki pil yuvasını açın ve kapatın. 4) İşitme cihazlarını yeniden eşleştirin (bakın bölüm: "İşitme cihazlarını iPhone ile eşleştirin").

Yukarıda önerilen çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, yardım için işitme uzmanınıza danışın.

\* Bu kitapçıktaki yönergelere uygun şekilde

## Suya ve toza dayanıklıdır (IP68)

İşitme cihazınız toz geçirmez ve su girişine karşı korumalıdır, bu da tüm günlük yaşam koşullarında kullanıma uygun tasarlandığı anlamına gelir. Dolayısıyla terlemeyi veya yağmurda ıslanmayı dert etmeniz gerekmez. İşitme cihazınız suya temas ettiği ve çalışmayı bıraktığı durumlarda lütfen aşağıdaki talimatlara uyunuz:

1. Üzerindeki tüm suları nazikçe silin
2. Pil yuvasını açıp pili çıkartın ve pil yuvasındaki tüm suları dikkatli bir şekilde silin
3. Pil yuvasını açık bırakıp, yaklaşık 30 dakika boyunca işitme cihazının kurumasını bekleyin
4. Yeni bir pil takın

### ÖNEMLİ UYARI

İşitme cihazınızı duş alırken veya su içindeki faaliyetlere katılırken çıkartın. İşitme cihazınızı asla su veya başka bir sıvıya batırmayın.

## Kullanım koşulları

<b>Çalıştırma koşulları</b>	Sıcaklık: +1°C ile +40°C Bağıl nem: %5 ile %93, yoğunlaşmamış
<b>Saklama ve taşıma koşulları</b>	Sıcaklık ve nem, uzun süreli taşıma ve saklama sırasında aşağıdaki sınırları aşmamalıdır:  Sıcaklık: -25°C ile +60°C Bağıl nem: %5 ile %93, yoğunlaşmamış

## Garanti

### Sertifika

Kullanıcının adı: \_\_\_\_\_

İşitme cihazı uzmanı: \_\_\_\_\_

İşitme cihazı uzmanının adresi: \_\_\_\_\_

İşitme cihazı uzmanının telefonu: \_\_\_\_\_

Satın alma tarihi: \_\_\_\_\_

Garanti süresi: \_\_\_\_\_ Ay: \_\_\_\_\_

Model sol: \_\_\_\_\_ Seri no: \_\_\_\_\_

Model sağ: \_\_\_\_\_ Seri no: \_\_\_\_\_

Pil numarası: \_\_\_\_\_

## Uluslararası garanti

İşitme cihazınız, teslimat tarihinden itibaren 12 aylık bir dönem için üreticisi tarafından sağlanan uluslararası bir sınırlı garanti kapsamındadır. Bu sınırlı garanti sadece işitme cihazın kendisinde bulunan üretim ve malzeme hatalarını kapsar, ancak pil, hortum, kulak kiri filtreleri vb. gibi aksesuarları kapsamaz. İşitme cihazının yanlış kullanım ve bakımı, aşırı kullanımı, kazalar, yetkisiz servislerce onarılması, paslandırıcı koşullara maruz kalması, kulaktaki fiziksel değişimler, cihazın içine yabancı madde girişine bağlı hasar veya yanlış ayarlardan kaynaklanan sorunlar, sınırlı garanti kapsamının DIŞINDA olup, onu geçersiz kılabilir. Yukarıdaki garanti, tüketici mallarının satışına ilişkin

ulusal mevzuat kapsamında sahip olabileceğiniz her türlü yasal haklarınızı etkilemez. İşitme uzmanınız, bu sınırlı garantinin şartlarını aşan bir garanti vermiş olabilir. Lütfen daha ayrıntılı bilgiler için ona başvurun.

### Servis gerektiğinde

İşitme cihazınızı ufak sorun ve ayarlarını hemen halledebilecek olan işitme uzmanınıza götürün.

## Teknik bilgi

Bu işitme cihazı, aşağıda açıklanan iki radyo teknolojisini (isteğe bağlı) içerir:

Bu işitme cihazı 3,84 MHz'de çalışan kısa alanlı manyetik indüksiyon teknolojisi ile çalışan radyo alıcı-vericisi içermektedir. Vericinin manyetik alan kuvveti oldukça zayıftır ve 10 metre mesafede her zaman -40 dBµA/m değerinin altındadır.

Bu işitme cihazı ayrıca her ikisi de 2,4 GHz'de çalışan Bluetooth Low Energy (BLE) ve tescilli bir kısa menzilli radyo teknolojisinin kullanıldığı bir radyo alıcı-vericisi içerir.

2.4 GHz radyo vericisi zayıf ve toplam yayılan güçte her zaman 4 dBm e.i.r.p. değerinin altındadır.

İşitme cihazı, elektromanyetik uyumluluk ve insan maruziyetiyle ilgili uluslararası standartlara uygundur.

İşitme cihazı üzerindeki sınırlı kullanılabilir alan nedeniyle ilgili onay işaretlerinin çoğu bu kitapçıkta bulunmaktadır.

Ek bilgii [www.oticon.global](http://www.oticon.global) adresindeki "Teknik Veriler sayfalarında" bulabilirsiniz

### ABD ve Kanada

Bu işitme cihazı, aşağıdaki sertifika kimlik numaralarına sahip olan bir radyo modülü içerir:

CIC NFMI cihazlarının kapsadığı modül:

FCC ID: U28-AUCIC  
IC: 1350B-AUCIC

ITC, ITE HS ve ITE FS 2.4 GHz cihazlarının kapsadığı modül:

Pil boyutu 13:  
FCC ID: U28-AUITE13  
IC: 1350B-AUITE13

Pil boyutu 312:  
FCC ID: U28-AUITE312  
IC: 1350B-AUITE312

Cihaz, FCC kuralların 15. bölümüne ve Kanada Endüstrisinin lisanstan muaf RSS'lerine uygundur.

Uygulama aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

1. Bu cihaz zararlı çakışma oluşturmamalıdır.
2. Bu cihaz istenmeyen uygulamalardan kaynaklanan çakışmalar da dahil tüm çakışmaları almalıdır.

Uyumdan sorumlu tarafın onaylamadığı değişiklikler ya da modifikasyonlar kullanıcının bu ürünü kullanma hakkını geçersiz kılabilir.

Bu B sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 standardına uygundur.

Not: Bu donanım, FCC kuralları, bölüm 15'e uygun olarak test edilmiş ve B Sınıfı dijital aygıt sınırlamalarına uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, bir konut tesisatındaki zararlı parazitlere karşı makul bir korunma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun bir şekilde kurulup kullanılmadığında, radyo iletişimde zararlı çakışmalara neden olabilir. Ancak belli bir tesisatta çakışma oluşmayacağına hiçbir garanti yoktur. Bu ekipman, alınan telsiz veya televizyon dalgalarında herhangi bir zararlı çakışmaya neden olduğu takdirde (bunu, ekipmanı kapayıp tekrar açarak tespit

edebilirsiniz), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla çakışmayı gidermesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
- Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının takılı olduğu prizden devresinden ayırın ve farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için bayinize ve deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

Üretici, bu işitme cihazının 2014/53/EU direktiflerinde yer alan ilgili hükümlerle ve temel gereksinimleri ile uyumlu olduğunu ilan eder.

Uygunluk Beyanı, üreticiden temin edilebilir.



Üretici:  
Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danimarka  
www.oticon.global

CE 0543



Elektronik ekipmanlara ait atıklar, yerel kurallara göre atılmalıdır.






 **Bluetooth®**






**IP68**







### Bu kitapçıkta kullanılan simgelerin açıklaması

	<b>Uyarılar</b> Bu simge ile işaretlenen metin, ürün kullanılmadan önce okunmalıdır.
	<b>Üretici</b> Ürün, adı ve adresi simgenin yanında bulunan üretici tarafından üretilmiştir. AB Yönergesi 90/385/EEC, 93/42/EEC ve 98/79/EC'de belirtildiği gibi tıbbi cihaz üreticisini gösterir.
	<b>CE işareti</b> 0543 Ürün, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/EEC'ye uymaktadır. Dört haneli numara, onaylı kuruluşun kimlik bilgisini gösterir.
	<b>Elektronik atık (WEEE)</b> İşitme cihazlarını, aksesuarları veya pilleri yerel yönetmeliklere göre geri dönüştürün. İşitme cihazı kullanıcıları aynı zamanda, atık elektrikli ve elektronik cihazlarını imha edilmesi için işitme uzmanına geri verebilirler. Elektronik ekipman, atık elektrikli ve elektronik cihazlar(WEEE) hakkındaki 2012/19/EU Direktifi tarafından kapsamaktadır.
	<b>Mevzuata Uygunluk İşareti (RCM)</b> Bu cihaz, Avustralya veya Yeni Zelanda piyasası için sunulan cihazlar için elektriksel güvenlik, EMC ve radyo frekansı gereksinimlerini karşılamaktadır.

	<b>IP kodu</b> Su ve katı parçacıkların zararlı girişine karşı koruma sınıfını, EN 60529:1991/A1:2002'ye uygun olarak belirtir. IP6X tümüyle toz korumasını belirtir. IPX8 suya sürekli olarak daldırılmaya karşı korumayı belirtir.
	<b>Bluetooth logosu</b> Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli markası, kullanımının gerekli olduğu yerlerde.
	<b>Made for Apple işaretleri</b> Cihazın iPhone, iPad ve iPod touch ile uyumlu olduğunu belirtir.

### Düzenleyici ambalaj etiketinde kullanılan simgelerin açıklaması

	<b>Kuru tutun</b> Tıbbi cihazın nemden korunması gerektiğini belirtir.
	<b>Dikkat işareti</b> Uyarılar ve dikkatler için talimatlara başvurun.
	<b>Katalog numarası</b> Üreticinin katalog numarasını belirtir, böylece tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.
	<b>Seri numarası</b> Üreticinin seri numarasını belirtir, böylece belirli bir tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.

## Kişisel işitme cihazı ayarlarınız

*İşitme uzmanınız tarafından doldurulmalıdır.*

Tinnitus SoundSupport: Kullanım sınırlaması			
<input type="checkbox"/>	Kullanım sınırlaması yoktur		
<input type="checkbox"/>	<b>Program</b>	<b>Başlangıç ses seviyesi (Tinnitus)</b>	<b>Maks. ses seviyesi (Tinnitus)</b>
<input type="checkbox"/>	1	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat
<input type="checkbox"/>	2	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat
<input type="checkbox"/>	3	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat
<input type="checkbox"/>	4	Günde maks. _____ saat	Günde maks. _____ saat

189193TR / 2019.08.02

Çok güçlü cihaz <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır			
İşitme cihazınız üzerinde yüklü olan ayarlar			
Sol		Sağ	
<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	Ses kontrolü		<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	Program değiştirme		<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	Sessiz		<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır	Tinnitus SoundSupport		<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır
Ses kontrol göstergeleri			
<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	Min./maks. ses seviyesi uyarı bipleri		<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı
<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	Ses değişikliklerinde klik uyarıları		<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı
<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	Tercih edilen ses seviyesinde bip uyarısı		<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı
Pil göstergeleri			
<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı	Pil zayıf uyarısı		<input type="checkbox"/> Açık <input type="checkbox"/> Kapalı

189193TR / 2019.08.02



0000189193000001

**oticon**  
PEOPLE FIRST

189193TR / 2019.08.02 Oticon Opn Aygıt Yazılımı 6.1 veya öncesi,  
Oticon Sija Aygıt Yazılımı 1.1 veya öncesi