

Kullanım kılavuzu

ConnectClip



oticon
life-changing technology

Bu kitapçığa giriş

Bu kitapçık, yeni ConnectClip'inizin kullanımı ve bakımı konusunda size rehberlik sunar. Lütfen **Uyarılar** bölümü de dahil ederek, bu kitapçığı dikkatlice okuyun.

Bu, ConnectClip'inizden maksimum ölçüde yararlanmanıza yardımcı olacaktır. ConnectClip'in kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa, lütfen işitme cihazı uzmanınızla iletişime geçin.

Size kolaylık olması amacıyla bu kitapçık, farklı bölümlerde kolayca gezinmenize yardımcı olmak için alt gezinti çubuğu içerir.

| **Hakkında** | Başlangıç | İşlevler | Uyarılar | Daha fazla bilgi |

Kullanım amacı

Kullanım amacı	ConnectClip, konuşmayı ve kablosuz elektronik ses aygıtlarını da içeren çevre ortamları ile Oticon kablosuz işitme cihazları arasında kablosuz bir ses alıcı ve vericisi olarak tasarlanmıştır. ConnectClip ayrıca, işitme cihazı kullanıcılarını işitme cihazlarının sunduğu işlevleri kontrol etmeleri konusunda da destekler.
Kullanım endikasyonları	Kullanım endikasyonları yoktur.
Hedef kullanıcı	Yetişkinler ve 36 aydan büyük çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Kullanıcı ortamı	İç mekan / Dış mekan.
Kontraendikasyonlar	Aktif implant kullanıcıları, bu aygıtı kullanırken özel dikkat göstermelidir. Daha fazla bilgi için Uyarı bölümünü okuyun.
Klinik yararlar	İşitme cihazının klinik yararlarına bakın.

İçindekiler tablosu

Hakkında

Paket içeriđi	6
Başlarken	8
ConnectClip'e genel bakış - temel işlevler	10
Göstergeye genel bakış	12

Başlangıç

İşitme cihazlarını ConnectClip ile eşleştirme	14
Cep telefonunu ConnectClip ile eşleştirme	16
ConnectClip'i AÇMA ve KAPATMA	18
ConnectClip'i şarj etme	20

İşlevler

ConnectClip'i bir cep telefonuyla kullanma	22
Müzik dinleme	28
ConnectClip'i bir uzak mikrofon olarak kullanma	30
ConnectClip'i işitme cihazları için bir uzaktan kumanda olarak kullanma	35
Diđer özellikler ve işlevler	36

Uyarılar

Uyarılar	38
----------	----

Daha fazla bilgi

Kullanım Koşulları	42
Uluslararası garanti	43
Teknik bilgiler	44

Paket içeriđi

Paketleme kutusu, ařađıdaki öğelerden oluşur:



ConnectClip



Bu kitapçık
(Kullanım kılavuzu)



Askı ipi - uzun



Askı ipi - normal



Kılıf



Duvar şarj aleti
(ülkeden ülkeye deęişir)



USB şarj kablosu




Koruyucu kılıf

Başlarken


ConnectClip, işitme cihazlarınızla kullanılmadan önce, ConnectClip'in işitme cihazlarıyla eşleştirilmesi (bağlanması) gerekir. ConnectClip'i bir cep telefonu ile kullanmak için, ConnectClip'in ayrıca cep telefonunuzla da eşleştirilmesi gerekir.

İşitme cihazını ConnectClip ile eşleştirme




Bkz. sayfa
14

ConnectClip'i cep telefonu ile eşleştirme




Bkz. sayfa
16

ConnectClip'e genel bakış - temel işlevler




Durum
göstergesi

Güç
göstergesi

















Şarj soketi
(Mikro USB)

ConnectClip'i
takmak için
ConnectClip





Göstergeye genel bakış

Durum göstergesi		Açıklama
	Yanıp sönen sarı	İşitme cihazları aranıyor
	Sabit sarı	Devre dışı. İşitme cihazları bağlandı. Bir cep telefonuna bağlı değil.
	Yanıp sönen mavi	Bir cep telefonu aranıyor (eşleştirme)
	Sabit mavi	Bir cep telefonuyla eşleştirildi
	Sabit yeşil	Aramada. Kulaklık veya cep telefonu.
	Yanıp sönen yeşil	Gelen arama
	Sabit turuncu	Müzik; cep telefonu
	Sabit eflatun	Uzak mikrofon modu

Güç göstergesi		Açıklama
	Sabit kırmızı	Düşük batarya seviyesi
	Sabit yeşil	Açık - şarj olmuyor
	Yanıp sönen yeşil	Açık - şarj oluyor
	Soluk yeşil	Açık - şarj işlemi tamamlandı
	Yanıp sönen turuncu	Kapalı - şarj oluyor
	Sabit turuncu	Kapalı - şarj işlemi tamamlandı

İşitme cihazlarını ConnectClip ile eşleştirme

- 1. ConnectClip'in kapalı olduğundan emin olun**
Güç göstergesi **KAPANANA ●** kadar, çok işlevli düğmeyi yaklaşık 6 saniye basılı tutun
- 2. İşitme cihazlarını eşleştirme moduna alın**
Eşleştirme modunu etkinleştirmek için işitme cihazlarını yeniden başlatın. İşitme cihazının Kullanım kılavuzunda, işitme cihazlarını AÇMA ve KAPATMA bölümüne bakın.
- 3. İşitme cihazları,**
ConnectClip ile bağlantı için hazırdır.
Eşleştirmeyi tamamlamak için 3 dakikanız vardır.
- 4. ConnectClip'i AÇIN**
Güç göstergesi **SABİT YEŞİL** olana kadar, çok işlevli düğmeyi yaklaşık 3 saniye basılı tutun ●



5. ConnectClip işitme cihazlarınızı arar

Durum göstergesi


SARI RENKTE YANIP SÖNER ①



6. ConnectClip'i ve her iki işitme cihazını birbirinin yakınına getirin (maks. mesafe 20 cm)




20 cm



7. İşitme cihazları ile bağlantı kurulur, durum göstergesi SABİT SARI olur ●




Cep telefonunu ConnectClip ile eşleştirme



ConnectClip'i eşleştirme moduna alın
Çok işlevli düğmeyi VE ses açma düğmesini, durum göstergesi MAVİ RENKTE YANIP SÖNÜNCEYE kadar, yaklaşık 6 saniye aynı anda basılı tutun

ConnectClip yaklaşık 3 dakika boyunca eşleştirme modunda olacaktır.



Cep telefonunda eşleştirmeyi etkinleştirin
Bluetooth'u açın. ConnectClip'i arayıp eşleştirin.

Bu, normalde telefonunuzun ayarlar/Bluetooth kısmında bulunur.

PIN kodunu girin

Telefonunuz bir PIN kodu isterse, 0000 (dört sıfır) girin.



Eşleştirme tamamlandı


Cep telefonu ile eşleştirme tamamlanır, durum göstergesi SABİT MAVİ ● olur

ConnectClip'i AÇMA ve KAPATMA



AÇIK ●

Güç göstergesi SABİT YEŞİL olana kadar, çok işlevli düğmeyi yaklaşık 3 saniye basılı tutun.



KAPALI ●

Güç göstergesi SÖNÜNCEYE kadar, çok işlevli düğmeyi yaklaşık 6 saniye basılı tutun.

Kullanım	Kapasite
Tipik günlük kullanım	16 saat: 2 saate kadar müzik akışı + 2 saate kadar telefon + 12 saate kadar bekleme
Bekleme (Açık, Akış yok)	36 saate kadar
Müzik veya Uzak mikrofon	5 saate kadar
Telefon aramaları	6 saate kadar

ÖNEMLİ UYARI

ConnectClip'i temizlemek için yumuşak ve nemli bir bez kullanın. Asla su veya başka bir sıvıyla yıkanmamalı veya bunlara batırılmamalıdır.

ConnectClip'inizi duş alırken veya su içindeki faaliyetlere katılırken çıkartın. ConnectClip'inizi asla su veya başka bir sıvıya batırmayın.

ConnectClip'i şarj etme




• Düşük pil seviyesi ●

Yaklaşık 30 dakika akış süresi kaldığında. Güç göstergesi SABİT KIRMIZI renge döner.



• Şarj ●





Ürünle birlikte verilen şarj cihazını, ConnectClip'in altındaki mikro USB girişine takın. Güç göstergesi YANIP SÖNEN YEŞİL veya TURUNCU olur.



ÖNEMLİ UYARI

ConnectClip'i şarj ederken, ürünle birlikte verilen orijinal güç kaynağını (5,0V/1A, CE ve güvenlik işaretli) kullanın.



Şarj göstergeleri		
Şarj oluyor (ConnectClip açık)	Yanıp söner	
Şarj işlemi tamamlandı (ConnectClip açık)	Soluklaşır	
Şarj oluyor (ConnectClip kapalı)	Yanıp söner	
Şarj işlemi tamamlandı (ConnectClip kapalı)	Sabit	


Şarj süresi:

Tam şarj için 2 saat, mevcut güç kaynağını kullanarak

ÖNEMLİ UYARI


Şarj sırasında, şarj göstergeleri bu kitapçıkta açıklandığı gibi yanmalıdır. Şarj göstergeleri açıklandığı gibi yanmıyorsa, cihazın şarj cihazı ile bağlantısını kesin ve işletme uzmanınıza danışın.

ConnectClip'i bir cep telefonuyla kullanma



Mümkün olan en iyi performans için ConnectClip belirtildiği gibi kullanılmalıdır. Mikrofonun ağızınıza (A) dönük olması ve ConnectClip'in üzerinin giysi vs. ile örtülmediğinden emin olunması önemlidir. ConnectClip ile cep telefonu arasındaki maksimum mesafe 10 metredir.

ConnectClip'in telefona baęlı olduęundan emin olma




Telefon modunu seęin

Modu deęiřtirmek iin ok iřlevli dğmeyi yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Modun deęiřtirildięi, iřitme cihazlarınızdan sesli bir bildirimle onaylanır. Durum göstergesi SABİT MAVİ olur ●



Durum	Mod
●	Devre dıřı. İřitme cihazları baęlandı. Bir cep telefonuna baęlı deęil.
●	Cep telefonuna baęlı
●	Uzak mikrofon modu

Aramaları alma



Telefon bađlı

ConnectClip açıldığında ve cep telefonunuzun menzilinde olduđunda, cep telefonuna otomatik olarak bađlanır.

Durum göstergesi SABİT MAVİ olur ●



Telefon çalıyor

Telefon çaldığında, işitme cihazlarınızda sesli bir bildirim ve (açıksa, telefonunuzun zil sesini) duyarsınız.

Durum göstergesi YANIP SÖNEN YEŞİL olur ◐






Aramayı yanıtlama

Çok işlevli düğmeye kısaca basın - ya da aramayı cep telefonunuzdan yanıtlayın.

Arama bağlandığında, durum göstergesi SABİT YEŞİL olur ●




Aramayı sonlandırma

Çok işlevli düğmeye kısaca basın - ya da aramayı cep telefonunuzdan kapatın.

Durum göstergesi SABİT MAVİ olur ●

Arama yapmak



Arama yapmak için sadece cep telefonunu kullanmanız gerekir. Arama otomatik olarak ConnectClip'e bağlanır.

Arama bağlandığında, durum göstergesi **SABİT YEŞİL** olur ●

Gelişmiş kulaklık özellikleri

Sesli arama / Sesli komut

Bir cep telefonuna bağlandığında, çok işlevli düğmeye çift basmak, telefon destekliyorsa sesli aramayı etkinleştirir.

Aramayı reddetme


Telefon çalarken ses kısma düğmesine uzun basıldığında, arama reddedilir.

İşitme cihazlarını sessize alma

İşitme cihazlarını sessize almak için ses kısma düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

Ses açma veya kısma düğmesine kısaca basmak, işitme cihazlarını sessiz konumdan çıkartacaktır.

Müzik dinleme



Kablosuz ses akışı

Bluetooth üzerinden bir cep telefonuna veya başka bir aygıtta bağlı olduğunda, bu telefonda/aygıtta çalan müzik otomatik olarak işitme cihazlarınızda çalacaktır.

Durum göstergesi SABİT TURUNCU olur ●

ConnectClip üzerinden herhangi bir şey çalıştırmanız gerekmez.


Durum	Açıklama
●	ConnectClip açık ve telefondan müzik akışı yapıyor

Ses seviyesini ayarlama


Müzik dinlerken, akışı sağlanan sinyalin seviyesi ses açma/kısma düğmeleri kullanılarak ayarlanabilir.

Telefondan gelen sesi durdurma


Çok işlevli düğmeye kısaca basmak sesi durduracaktır. Sesi başlatmak için telefondaki kontrolleri kullanın.



ConnectClip'i bir uzak mikrofon olarak kullanma



Uzak mikrofon
Bu modda, ConnectClip'i kullanan kişinin konuşması doğrudan işitme cihazlarınıza iletilecektir.



Not: Mikrofonun konuşmacının ağızına dönük olduğundan ve elbise vs. ile örtülmediğinden emin olun.

Mikrofon modunu seçme



- **Mikrofon modunu seçme**
Modu değiştirmek için çok işlevli düğmeyi yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Modun değiştirildiği, işitme cihazlarınızdan sesli bir bildirimle onaylanır. Durum göstergesi SABİT EFLATUN olur ●



Durum	Açıklama
●	ConnectClip açık. Devre dışı. Bir cep telefonuna bağlı değil.
●	Cep telefonuna bağlı
●	ConnectClip açık ve uzak mikrofon modunda

Uzak mikrofondan gelen sesi başlatma/durdurma



Mikrofondan gelen sesi durdurma

Mikrofondan işitme cihazlarına gelen sinyali durdurmak için çok işlevli düğmeyi yaklaşık 3 saniye basılı tutun. Bu ayrıca, işitme cihazlarının tekrar normal programına geçmelerini sağlar.

Durum göstergesi SARI ● veya MAVİ ● olur

Uzak mikrofondan gelen sesin seviyesini ayarlama


Sesi açma veya sesi kısma

Akışı sağlanan sinyal, ses açma/kısma düğmeleri kullanılarak ayarlanabilir.

İşitme cihazı mikrofonlarını sessize alın (sadece uzak mikrofondan gelen ses).

Ses kısma düğmesini yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

Ses açma veya kısma düğmesine kısaca basmak, işitme cihazlarını sessiz konumdan çıkarır.



• Sesi aç

• Sesi kıs

İşitme cihazlarınızı kullanarak, uzak mikrofondan gelen sesi başlatma/durdurma



P1 --> P2 --> TV --> Mikrofon

İşitme cihazı dokunmatik düğmesine bir kere basmak, işitme cihazlarındaki programı değiştirecektir.

Uzak mikrofon programına ulaştığınızda, uzak mikrofon programı sesini duyarsınız.

Uzak mikrofon sesini durdurmak için işitme cihazı programını değiştirin.

ÖNEMLİ UYARI


Özel işitme cihazı çözümünün işlevlerinin ayrıntıları için lütfen işitme cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

ConnectClip'i işitme cihazları için bir uzaktan kumanda olarak kullanma

ConnectClip ses akışı sağlamıyorken, işitme cihazlarınız için bir uzaktan kumandaya dönüşür.



- **Sesi aç**
- kısa basın
- **Sesi kıs**
- kısa basın



- **Sonraki Program**
Sonraki program için
3 saniye basılı tutun
- **İşitme cihazın mikrofonlarını sessize alma**
- **uzun basılı tutun**
Sessizden alma - ses açma
veya kısma düğmesine kısa
basın

Not: ConnectClip ve işitme cihazları arasındaki maksimum mesafe 2 metredir.

Diğer özellikler ve işlevler

Her defasında bir bağlantı

Birkaç (maksimum sekiz) aygıtla eşleştirildiğinde, ConnectClip sadece kullanılabilir ilk telefona bağlanır.

Mikrofon olarak kullanıldığında arama olmaz

ConnectClip uzak mikrofon olarak kullanılırken, cep telefonuyla bağlantısı olmayacaktır.

Menzil dışı - mikrofon modundayken

ConnectClip işitme cihazlarının menzili dışına çıkarsa, işitme cihazları 90 saniye sonra ilk programlarına geri dönecektir.

Bluetooth eşleştirmelerini silme

Tüm Bluetooth eşleştirmelerini silmek için çok işlevli düğmeyi ve ses açma veya ses kısma düğmesini 10 saniye basılı tutun. Durum göstergesi YANIP SÖNEN KIRMIZI olur.

Uyarılar

Kişisel güvenliğiniz amacıyla ve doğru kullandığınızdan emin olmak için ConnectClip'inizi kullanmadan önce aşağıdaki genel uyarıları incelemeniz önerilir. Kullanım sırasında veya kullanımdan kaynaklı olarak ConnectClip'iniz ile beklenmedik çalışma veya ciddi sorunlar yaşamanız durumunda, işitme uzmanınıza danışın. Uyumlu olmayan aksesuarlar, cihazınız için elektromanyetik uyumluluğun (EMC) azalmasına yol açabilir.

Boğulma tehlikesi ve küçük parçaları yutma riski vardır

ConnectClip ve parçaları, onları yutabilecek kişi ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklanmalıdır; aksi takdirde kendilerine zarar verebilirler. Küçük bir parçanın yutulması halinde acilen doktora başvurun.

Patlayıcılar

Normal kullanım koşullarında, ConnectClip'in kullanımı güvenlidir. ConnectClip, ilgili uluslararası standartlara uygun, patlayıcı ortamlarda test edilmemiştir. Bu yüzden ConnectClip'i maden, oksijen açısından zengin ortamlar veya patlayıcı anestetiklerin kullanıldığı yerler gibi, patlama tehlikesi olan ortamlarda kullanmayın.

X-Ray/CT/MR/PET taraması, elektro terapi ve ameliyat

Güçlü elektromanyetik alanlara maruz kaldığında ConnectClip hasar görebileceğinden, röntgen/CT/MR/PET taramaları, elektro terapi, ameliyat vs. öncesinde çıkartın.

Isı ve kimyasallar

ConnectClip asla doğrudan güneş ışığı altında, örneğin park edilmiş bir araçta bırakılmamalıdır. ConnectClip, mikrodalga fırınlarda veya diğer fırınlarda kurutulmamalıdır.

Saç spreyi, parfüm, sinek savar, tıraş losyonu, güneş kremi vb. kozmetik ürünlerin içindeki kimyasal maddeler, ConnectClip'e zarar verebilir. Bu tip ürünleri kullanmadan önce ConnectClip'inizi her zaman çıkartın ve kullanmadan önce kurumasını bekleyin.

Parazit

ConnectClip, parazit bakımından uluslararası standartların en katı kuralları ile zorlu testlere tabi tutulmuştur. Buna rağmen ConnectClip ile diğer cihazların (örneğin bazı cep telefonları, gümrük kontrol cihazları, mağazaların alarm sistemleri ve diğer kablosuz cihazlar gibi) arasında parazit oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda ConnectClip'i parazite neden olan cihazdan uzaklaştırın.

Trafikteki kullanımı

ConnectClip'i kullanmak, dikkatinizi dağıtabilir. ConnectClip'i kullanırken etrafınıza dikkat edin. Lütfen trafikteyken iletişim cihazlarını kullanmayı düzenleyen ulusal trafik yasalarına dikkat edin.

Uçakta kullanım

ConnectClip, Bluetooth teknolojisi içerir. ConnectClip, uçuş personelinin özel izin alınmadığı sürece uçakta kullanılmamalıdır.

Aktif implantlar

ConnectClip, insan vücuduna indüklenen elektromanyetik güç ve gerilimlere insanların maruz kalmasıyla ilgili uluslararası standartlara (Özgül Emilim Oranı - SAR) göre insan sağlığı için geniş kapsamlı olarak test edilmiş ve karakterize edilmiştir.

Maruz kalma değerleri, insan sağlığı ve kalp pili ve kalp defibrilatörleri gibi aktif medikal implantlarla bir arada olma standartlarında tanımlanan insan vücuduna indüklenen elektromanyetik güç ve gerilimler için uluslararası kabul edilen SAR güvenlik sınırlarının çok altındadır.

Uyarılar

Şarj edilebilir pil

Pile zarar verebileceğinden, ConnectClip'i açmaya çalışmayın.

Asla pili değiştirmeye çalışmayın. Pilin değiştirilmesi gerektiğinde, lütfen cihazınızı tedarikçinize geri gönderin. Kurcalama izleri tespit edildiğinde hizmet garantisi iptal edilir.

Pilleri bir USB konektörüyle şarj etmenin güvenliği, harici sinyal kaynağıyla belirlenir. Duvardaki bir prize takılı bir ekipmana bağlandığında, bu ekipmanın IEC 62368-1 veya eşdeğer güvenlik standartlarına uygun olması gerekir.

Harici ekipmana bağlantı

Harici sinyal kaynağına (yardımcı giriş kablosundan, USB kablosundan veya doğrudan) bağlandığında ConnectClip'in güvenli kullanımı, harici ekipman tarafından belirlenir.

Duvardaki bir prize takılı bir ekipmana bağlandığında, bu ekipmanın IEC 62368-1 veya eşdeğer güvenlik standartlarına uygun olması gerekir.

Çapraz kontrol

Kişisel güvenliğinizi sağlamak ve yanlış kullanımı önlemek için, ConnectClip'in çocukların veya işlevlerin kontrolünü eline geçirebilecek kişilerin erişemeyeceği bir yerde saklanması gerekir.

Üçüncü taraf aksesuarların kullanımı

Sadece üretici tarafından tedarik edilen aksesuarları, dönüştürücüleri veya kabloları kullanın. Uyumlu olmayan aksesuarlar, cihazınız için elektromanyetik uyumluluğun (EMC) azalmasına yol açabilir.

Askı ipi kullanımı

Askı ipi boynunuzda takılıyken kaza ile bir şeye takılırsa, otomatik olarak kopacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden askı ipini asla yetkisiz bir şekilde kısaltmaya veya değiştirmeye çalışmayın. Askı ipinin, 36 aydan küçük çocuklarda kullanılmaması gerekir.

Muhtemel yan etkiler

ConnectClip'te alerjik olmayan ürünler kullanılmasına rağmen çok nadiren de olsa ciltte tahrişlere ve diğer yan etkilere neden olabilir. Eğer bu gibi durumlarla karşılaşırsanız lütfen doktorunuza başvurun.

Şarj

Saklama sırasında pilin potansiyel olarak hasar görme riskini önlemek için, ConnectClip'i 6 ayda bir şarj edin.

Cep telefonu uyumluluğu

Oticon tarafından kapsamlı olarak test edilen ve test sırasında minimum uyumluluk şartlarını sağlayan cep telefonlarının listesi için lütfen www.oticon.global adresine bakın. Bununla birlikte, Oticon genel uyumluluk konusunda

hiçbir sorumluluk kabul etmez. Oticon, özellikle cep telefonlarının gelecekteki güncellemeleri sonucu ortaya çıkan uyumsuzluklardan ve bu testlerde dahil edilmeyen ve/veya bulunmayan uyumsuzluklardan dolayı sorumlu tutulamaz. Oticon, beklendiği gibi çalışmayan cep telefonlarının geri ödenmesiyle ilgili hiçbir finansal sorumluluk kabul etmez.

Yeni bir cep telefonu almadan önce, yukarıda bahsi geçen listeye bakmanız önerilir.

Kullanım Koşulları

Çalışma ortamı koşulları	Sıcaklık: +5°C ile 40°C arasında Nem: %15 - 93 bağıl nem, yoğunlaşmamış Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında
Taşıma ve saklama koşulları	Sıcaklık ve nem, uzun süreli taşıma ve saklama sırasında aşağıdaki sınırları aşmamalıdır: Sıcaklık: -20°C ile +60°C arasında Nem: %15 - 93 bağıl nem, yoğunlaşmamış Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında

Uluslararası garanti

Cihazınız, teslimat tarihinden itibaren 12 aylık bir dönem için üreticisi tarafından sağlanan uluslararası bir sınırlı garanti kapsamındadır. Bu sınırlı garanti sadece cihazın kendisinde bulunan üretim ve malzeme hatalarını kapsar, ancak örneğin pil, kablo, güç kaynağı vs. gibi aksesuarları kapsamaz. Yanlış kullanım ve bakımı, aşırı kullanımı, kazalar, yetkisiz servislerce onarılması, paslandırıcı koşullara maruz kalması, cihazın içine yabancı madde girişine bağlı hasar veya yanlış ayarlardan kaynaklanan sorunlar, sınırlı garanti kapsamının DIŞINDA olup, onu geçersiz kılabilir. Bu garanti kapsamında üretici, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, cihazın onarılmasını veya eşdeğer bir modelle

değiştirilmesini seçecektir. Yukarıdaki garanti, tüketici mallarının satışına ilişkin ulusal mevzuat kapsamında sahip olabileceğiniz yasal haklarınızı etkilemez. İşitme uzmanınız, bu sınırlı garantinin şartlarını aşan bir garanti vermiş olabilir. Lütfen daha ayrıntılı bilgi için ona başvurun.

Servise ihtiyacınız varsa

Cihazınızı, küçük sorunları ve ayarlamaları hemen çözebilecek olan işitme uzmanınıza götürün. İşitme uzmanınız, üreticiden garanti hizmeti almanıza yardımcı olabilir. İşitme uzmanınız hizmetleri için bir ücret talep edebilir.

Teknik bilgiler

Model	AC1A
GTIN	05714464006755

ConnectClip, her ikisi de ISM bandı 2,4 GHz'de çalışan Bluetooth, Bluetooth Low Energy (BLE) ve tescilli bir kısa menzilli radyo teknolojisinin kullanıldığı bir radyo alıcı-vericisi içerir. GHz radyo vericileri zayıf ve toplam yayılma gücü her zaman 50mW (17 dBm) değerindedir. ConnectClip, telsiz vericileri, elektromanyetik uyumluluk ve insan maruziyetiyle ilgili uluslararası standartlara uygundur.

ConnectClip üzerindeki sınırlı kullanılabilir alan nedeniyle ilgili onay işaretlerinin çoğu bu kitapçıkta bulunabilir.

Vücuda takılarak kullanıldığında, bu cihaz FCC ve IC RF maruz kalma sınırlarını karşılar ve insan vücuduyla temas halindeyken test edilmiştir. Bu cihaz başka herhangi bir anten veya vericiyle ortak konumlandırılarak veya bağlanarak kullanılmamalıdır.

Ek bilgileri www.oticon.global adresindeki Teknik veriler sayfasında (TD) bulabilirsiniz.

ABD ve Kanada

Bu cihaz, aşağıdaki sertifika kimlik numaralarına sahip olan bir radyo modülü içerir:

FCC Kimliği: ZACAHAC01
IC: 11936A-AC01

Cihaz, FCC kuralların 15. bölümüne ve Kanada Endüstrisinin lisanstan muaf RSS'lerine uygundur.

Uygulama ařađıdaki iki kořula bađlıdır:

1. Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir
ve
2. bu cihaz, istenmeyen alıřma řekline neden
olabilecek parazitler de dahil, alınan her
trl paraziti kabul etmelidir.

Not

Uyumdan sorumlu tarafın onaylamadıđı
deđiřiklikler ya da modifikasyonlar kullanıcının
bu rn kullanma hakkını geersiz kılabılır.

Üretici, ConnectClip'in 2014/53/EC Direktifinde yer alan temel gereksinimler ve ilgili diğer hükümler ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Bu Tıbbi Cihaz (EU) 2017/745 sayılı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine uygundur.

Uygunluk Beyanı üreticiden temin edilebilir.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka

CE



Elektronik ekipmanlara ait atıklar yerel düzenlemelere göre atılmalıdır.



Complies with
IMDA Standards
DA103820



Bu kitapçıkta kullanılan sembollerin ve kısaltmaların açıklaması



Uyarılar

Uyarı simgesi ile işaretlenen metin, cihaz kullanılmadan önce mutlaka okunmalıdır.



Üretici

Cihaz, adı ve adresi simgenin yanında belirtilen üretici tarafından üretilir. AB Yönetmeliği 2017/745 ve 2017/746'da tanımlandığı gibi, tıbbi cihaz üreticisini belirtir.



CE işareti

Cihaz, gerekli tüm AB yönetmeliklerine ve yönergelerine uygundur.



Elektronik atık (WEEE)

İşitme cihazlarınızı, aksesuarları veya pillerini yerel yönetmeliklere göre geri dönüştürün. İşitme cihazı kullanıcıları aynı zamanda, atık elektrikli ve elektronik cihazlarını imha edilmesi için işitme uzmanına geri verebilirler. Bu elektronik ekipman, atık elektrikli ve elektronik cihazlar (WEEE) hakkındaki 2012/19/EU Yönergesi tarafından kapsamaktadır.



Mevzuata Uygunluk İşareti (RCM)

Bu cihaz, Avustralya veya Yeni Zelanda piyasası için sunulan cihazlar için elektriksel güvenlik, EMC ve radyo frekansı gereksinimlerini karşılamaktadır.



Bluetooth logosu

Bluetooth SIG, Inc.'nin tescilli markasıdır, lisanslı olarak kullanılması gerekir.



Çift yalıtım

Güç besleme kaynağı çift yalıtımlıdır. Bu, tekli arıza riskinin düşük olduğu anlamına gelir.



Kapalı alanda kullanım

Sadece kapalı alanlarda kullanıma uygundur.

Bu kitapçıkta kullanılan sembollerin ve kısaltmaların açıklaması

GTIN

Global Ticari Ürün Numarası

Tıbbi cihaz yazılımı dahil, tıbbi cihaz ürünlerini tanımlamak için kullanılan, global olarak benzersiz 14 haneli sayı. Bu kitapçıkta GTIN, tıbbi cihaz ürün yazılımıyla ilgilidir. Düzenleyici ambalaj etiketindeki GTIN, tıbbi cihaz donanımına ilişkindir.

Complies with
IMDA Standards
DA103820

Singapur IMDA etiketi

Cihaz, Info-Communications Media Development Authority (IMDA) tarafından yayımlanan standartlar ve şartnamelere ve Singapur'da bulunan halka açık iletişim ağlarına uyumlu olup, yetkilendirilmiş diğer radyo iletişim ağlarıyla frekans parazitine neden olmaz.

Etiketlerde kullanılan diğer simgelerin açıklaması



Tıbbi Cihaz

Bu cihaz, bir tıbbi cihazdır.



Kuru tutun

Tıbbi cihazın nemden korunması gerektiğini belirtir.



Dikkat işareti

Uyarılar ve ikazlar için kullanım kılavuzuna bakın.



Katalog numarası

Üreticinin katalog numarasını belirtir, böylece tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.



Seri numarası

Üreticinin seri numarasını belirtir, böylece belirli bir tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.



Li-ion

Pil geri dönüşüm simgesi

Li-ion pil geri dönüşüm simgesi.

5,0V 200mA

Güç kaynağı çıkışı

Güç kaynağından cihazınıza gönderilen gücün oranını belirtir.



Güney Afrika ICASA etiketi

Bu cihaz, Güney Afrika'da satılmak üzere lisansa sahiptir.



Japonya TELEC simgesi

Sertifikalı radyo ekipmanı işareti.



Brezilya ANATEL etiketi

Cihazın Brezilya'da onaylandığını ve doğrulandığını gösterir.



oticon
life-changing technology