


Kullanım kılavuzu

Telefon
Adaptörü 2.0



Bu kitapçığa giriş

Bu kitapçık, yeni telefon adaptörünüzün kullanımı ve bakımı konusunda size rehberlik eder. Lütfen **Uyarılar** bölümü de dahil ederek, bu kitapçığı dikkatlice okuyun. Bu sizin telefon adaptörünüzden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

Telefon adaptörünüzün kullanımı ile ilgili başka sorularınız olursa, lütfen işitme cihazı uzmanınızla iletişime geçin.

Size kolaylık olması amacıyla bu kitapçık, farklı bölümlerde kolayca gezinmenize yardımcı olmak için alt gezinti çubuğu içerir.

| **Hakkında** | Kurulum | Kullanım | Uyarılar | Daha fazla bilgi |

Kullanım amacı

| | |
|--------------------------------|--|
| Kullanım amacı | Telefon Adaptörü 2.0, Oticon ConnectClip, Oticon Streamer Pro ve Oticon kablosuz işitme cihazları ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bu, işitme cihazı kullanıcısının sabit telefon (analog/PSTN) aracılığıyla telefonda konuşulan kişiyle kablosuz olarak iletişim kurmasına olanak sağlar. |
| Kullanım endikasyonları | Kullanım endikasyonları yoktur. |
| Hedef kullanıcı | Yetişkinler ve 36 aydan büyük çocuklar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır. |
| Kullanıcı ortamı | Kapalı mekan. |
| Kontraendikasyonlar | Kontraendikasyon yok. |
| Klinik yararlar | İşitme cihazının klinik yararlarına bakın. |


İçindekiler tablosu

| | | |
|-----------------|---|----|
| Hakkında | | |
| | Paket içeriği | 6 |
| | Telefon adaptörüne genel bakış | 7 |
| Kurulum | | |
| | Kurulum | 9 |
| | Telefon adaptörünü bir elektrik prizine bağlama | 10 |
| | Telefon hattına ve sabit telefona bağlama | 12 |
| | Streamer Pro'yu telefon adaptörü ile eşleştirme | 14 |
| | ConnectClip'i telefon adaptörü ile eşleştirme | 16 |
| | Telefon adaptörünü kullanma | 18 |
| Kullanım | | |
| | Gelen aramalar - Streamer Pro | 20 |
| | Giden arama - Streamer Pro | 23 |
| | Gelen aramalar - ConnectClip | 26 |
| | Giden aramalar - ConnectClip | 29 |
| | Ek bilgi | 32 |

| | | |
|-------------------------|----------------------|----|
| Uyarılar | | |
| | Genel uyarılar | 35 |
| Daha fazla bilgi | | |
| | Kullanım koşulları | 36 |
| | Uluslararası garanti | 37 |
| | Teknik bilgiler | 38 |

Paket içeriği

Paketleme kutusu, aşağıdaki öğelerden oluşur:



Telefon Adaptörü 2.0




Güç kaynağı

(Güç kaynağı ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir)




Telefon kablosu



Bu kitapçık


Telefon adaptörüne genel bakış



| Durum | Güç göstergesi | Telefon göstergesi |
|--|----------------|--------------------|
| Güç açık, Streamer veya ConnectClip bağlantısı yok | | |
| Streamer veya ConnectClip ile eşleştiriliyor | | |
| Streamer veya ConnectClip kablolu olarak bağlandı | | |
| Gelen arama | | |
| Telefon görüşmesi | | |
| Hat durumu (işitme cihazı uzmanınızla iletişime geçin) | | |

○ Işık yok ● Yanıp sönüyor ● Sabit

Arka



Kurulum

Telefon adaptörünün ilk kez kullanımı

Telefon adaptörünü işitme cihazlarınızla kullanabilmeniz için, önce telefon adaptörü bir elektrik prizine ve genel telefon hattına bağlanmalıdır.


Bu, telefon adaptörünün kurulum adımlarını tarif eden bir kılavuздur.

Kurulum için gereken tüm parçalar, pakete dahildir.

Daha ayrıntılı bilgi için: www.oticon.global/connectline


Telefon adaptörünü bir elektrik prizine bağlama

Kutu 1 'deki USB kablolu güç kaynağını kullanınız

1. USB konektörünü telefon adaptöründeki "güç" konektörüne takın.
2. Güç kaynağını duvar prizine veya başka bir güç kaynağına takın.
3. Gücün açık olduğunu kontrol edin.
4. Birkaç saniye sonra, telefon adaptörünün ön kısmındaki güç göstergesi  yeşil renkte yanacaktır.

ÖNEMLİ NOT

Telefon adaptörünü şarj ederken, ürünle birlikte verilen orijinal güç kaynağını (5,0V/1A, CE ve güvenlik işaretli) kullanın.




Telefon hattına ve sabit telefona bağlama

Telefon adaptörünü, sabit telefonunuza veya baz istasyonuna yakın uygun bir yere koyun.

1. Telefon hattını sabit telefondan (veya baz istasyonundan) çıkarın.*
2. Duvar adaptöründen gelen telefon hattını telefon adaptörü "GİRİŞ" konektörüne takın.
3. Kutu 2'deki telefon kablosunu telefon adaptörü "ÇIKIŞ" konektörüne takın.
4. Telefon kablosunun diğer ucunu sabit telefona (veya baz istasyonuna) takın.*

Lütfen sabit telefonunuzun ahizesini kaldırın, şimdi ahizenin hoparlöründen telefonun çevir sinyalini duyuyor olmalısınız.

* Ana telefonunuz veya baz istasyonunun sabit hat bağlantısı için çıkartılabilir fişi yoksa, alternatif bir telefon kullanmayı denemelili veya kurulumu gerçekleştirmek için bir teknisyen çağırmanızdır.















Streamer Pro'yu telefon adaptörü ile eşleştirme

Streamer'ınızı ilk kez telefon adaptörüyle kullanıyorsanız, telefon adaptörüyle eşleştirilmelidir.

Eşleştirme için:

1. Telefon adaptörünün açık, yani güç göstergesinin sabit yeşil olduğundan emin olun.
2. Mavi ışık yanıp sönmeye başlayıncaya kadar, Streamer'daki AÇMA/KAPAMA düğmesine 5-6 saniye basın.
3. Streamer'ı telefon adaptörünün üzerine yerleştirin - eşleştirme işlemi yaklaşık 20-60 saniye sürer.
4. Telefondaki güç göstergesi ve Streamer'daki gösterge sabit mavi renge döndüğünde, eşleştirme işlemi tamamlanmıştır. Eşleştirme bir defa yapılır ve normalde tekrar edilmesi gerekmez.



| Streamer Pro'yu eşleştirme | | | |
|---|-----------------|---|-----------------------------------|
| Streamer Pro üst durum | Streamer Pro ön | Telefon adaptörü | Açıklama |
|   | - |   | Streamer ve telefon adaptörü açık |
|   | - |   | Streamer eşleştirme modunda |
|   | - |   | Eşleştirme tamamlandı |


 Sabit  Yanıp sönüyor

ConnectClip'i telefon adaptörü ile eşleştirme

ConnectClip'inizi ilk kez telefon adaptörüyle kullanıyorsanız, telefon adaptörüyle eşleştirilmelidir.

Eşleştirme için:

1. Telefon adaptörünün açık, yani güç göstergesinin sabit yeşil olduğundan emin olun.
2. ConnectClip'teki çok işlevli düğmeye VE ses açma düğmesine, durum göstergesi mavi renkte yanıp sönüncüye kadar, yaklaşık 6 saniye aynı anda basın.
3. ConnectClip'i telefon adaptörünün üzerine yerleştirin - eşleştirme işlemi yaklaşık 20-60 saniye sürer.
4. Telefondaki güç göstergesi ve ConnectClip'teki durum göstergesi sabit mavi renge döndüğünde, eşleştirme işlemi tamamlanmıştır. Eşleştirme bir defa yapılır ve normalde tekrar edilmesi gerekmez.




| ConnectClip'i eşleştirme | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| ConnectClip Durumu | ConnectClip Gücü | Telefon adaptörü | Açıklama |
| | ● | ● ○ | ConnectClip ve telefon açık |
| ● | ● | ● ○ | ConnectClip eşleştirme modunda |
| ● | ● | ● ○ | Eşleştirme tamamlandı |

● Sabit ● Yanıp sönüyor ● Güç

Telefon adaptörünü kullanma


Telefon adaptörü hem gelen hem de giden aramaları destekler. Arama sırasında, işitme cihazları kulaklık olarak kullanılır, Streamer veya ConnectClip'te, hands-free kullanıma olanak sağlar.

Streamer veya ConnectClip'i ilk kez telefon görüşmeleri için kullanmadan önce, telefon adaptörünün aşağıdaki bölümde açıklandığı gibi doğru şekilde takıldığından emin olun.


Telefon adaptörünü kullanmak için, Streamer veya ConnectClip ile telefon adaptörü birbirine kablosuz olarak bağlanmalıdır. Bu bağlantı, Streamer ile telefon eşleştirildiğinde ve yaklaştırıldığında otomatik olarak kurulur. Telefon adaptöründeki güç göstergesi  sabit mavi renkte olduğunda, telefon adaptörü Streamer veya ConnectClip'e bağlanır.



Streamer Pro
Bkz. Sayfa
22



ConnectClip
Bkz. Sayfa
30



Gelen aramalar - Streamer Pro


Aramayı cevaplama ve sonlandırma









Streamer'ın mikrofonuna konuşabildiğinizden emin olun.

Sabit telefonunuz çaldığında, işitme cihazlarınızda gelen arama bildirimi duyarsınız. Telefon adaptörü üzerindeki telefon göstergesi yeşil renkte yanıp söner ve aynı anda Streamer üzerindeki telefon düğmesi ve gösterge de yeşil renkte yanıp söner.

Gelen aramayı cevaplamak için Streamer üzerindeki telefon düğmesine kısa süreli basın. İşitme cihazlarınızda bir onay sesi duyarsınız. Streamer üzerindeki telefon düğmesi ve durum göstergesi ile telefon adaptörü üzerindeki telefon göstergesi sabit yeşil olur.

Aramayı sonlandırmak için Streamer üzerindeki telefon düğmesine kısaca bastığınızda Streamer üzerindeki yeşil telefon düğmesi söner.



| Arama alma - Streamer Pro | | | |
|---|---|---|--|
| Streamer Pro üst durum | Streamer Pro ön | Telefon adaptörü | Açıklama |
|  | |  | Streamer ile telefon adaptörü bağlandı |
|  |  |  | Telefon çalışıyor: Telefon göstergesi ve Streamer üst durumu yeşil renkte yanıp söner. İşitme cihazlarınızda bir gelen arama bildirimi duyarsınız. |
|  |  |  | Arama bağlandığında, aramanın cevaplandığını bildiren bir uyarı sesi duyarsınız - bu durumda karşı tarafı dinleyebilir ve onunla konuşabilirsiniz. |

 Sabit  Yanıp sönüyor

Giden arama - Streamer Pro

Arama yapma


Streamer'ın mikrofonuna konuşabildiğinizden emin olun.

1. Arama yapmak için Streamer'ın telefon düğmesine kısaca basın. Ahize şimdi açıktır ve işitme cihazlarınızda çevir sesini duyarsınız. Streamer üzerindeki telefon düğmesi ile telefon adaptörü üzerindeki telefon göstergesi sabit yeşil renge döner.
2. Sabit telefonunuzun ahizesini kaldırın (veya taşınabilir telefonda "Arama" düğmesine basın) ve normal olarak arama yapıyormuşsunuz gibi telefon numarasını çevirin.
3. Kısa bir süre sonra, işitme cihazlarınızda aramanın Streamer'ınız ve işitme cihazlarınız üzerinden bağlandığını belirten arama sesini duyarsınız.

Daha sonra ahizeyi kapatabilirsiniz (veya taşınabilir telefonda "aramayı sonlandır" düğmesine basabilirsiniz).

Aramayı sonlandırmak için Streamer üzerindeki telefon düğmesine kısaca basın.

Not: Ahizeyi telefona doğru şekilde geri yerleştirdiğinizden emin olun - aksi halde telefon hattı gelen aramaları engelleyecektir.



| Arama yapma | | | |
|------------------------|-----------------|------------------|--|
| Streamer Pro üst durum | Streamer Pro ön | Telefon adaptörü | Açıklama |
| | | | Streamer ile telefon adaptörü bağlandı |
| | | | Streamer'ın telefon düğmesine kısaca bastığınızda, işitme cihazlarınızda çevir sesini duyarsınız |

Sabit Yanıp sönüyor

Gelen aramalar - ConnectClip



Arama yapma

ConnectClip'in mikrofonuna konuşabildiğinizden emin olun (A).










Sabit telefonunuz çaldığında, işitme cihazlarınızda gelen arama bildirimini duyarsınız. Telefon adaptörü üzerindeki telefon göstergesi yeşil renkte yanıp sönecek ve aynı anda ConnectClip üzerindeki durum göstergesi de yeşil renkte yanıp sönecektir (B).

Aramayı cevaplamak için ConnectClip üzerindeki çok işlevli düğmeye kısaca basın (C). İşitme cihazlarınızda kısa bir onay sesi duyarsınız. ConnectClip üzerindeki durum göstergesi ile telefon adaptörü üzerindeki telefon göstergesi şimdi sabit yeşil olur.

Aramayı sonlandırmak için ConnectClip üzerindeki çok işlevli düğmeye kısaca bastığınızda, durum göstergesi mavi renge döner.



Not: ConnectClip tek seferde yalnızca bir cihaz ile eşleştirilebilir. Eşleştirme talimatları için, bkz. sayfa 18.

| Arama alma - ConnectClip | | | |
|---|---|---|---|
| ConnectClip Durumu | ConnectClip Gücü | Telefon adaptörü | Açıklama |
|  |  |  | ConnectClip ile telefon adaptörü bağlandı. |
|  |  |  | Telefon çalıyor: Telefon göstergesi ve ConnectClip durum göstergesi yeşil renkte yanıp söner. İşitme cihazlarınızda bir gelen arama bildirimini duyarsınız. |
|  |  |  | Arama bağlandığında, aramanın cevaplandığını bildiren bir uyarı sesi duyarsınız - bu durumda karşı tarafı dinleyebilir ve onunla konuşabilirsiniz. |

 Sabit  Yanıp sönüyor

Giden aramalar - ConnectClip

Arama yapma





ConnectClip'in mikrofonuna konuşabildiğinizden emin olun (A).

1. Arama yapmak için ConnectClip'in çok işlevli düğmesine kısaca basın (B). Ahize şimdi açıktır ve işitme cihazlarınızda çevir sesini duyarsınız. ConnectClip üzerindeki durum göstergesi ile telefon adaptörü üzerindeki telefon göstergesi sabit yeşil renkte yanar.
2. Sabit telefonunuzun ahizesini kaldırın (veya taşınabilir telefonda "Arama" düğmesine basın) ve normal olarak arama yapıyormuşsunuz gibi telefon numarasını çevirin (C).
3. Kısa bir süre sonra, işitme cihazlarınızda aramanın ConnectClip'iniz ve işitme cihazlarınız üzerinden bağlandığını belirten arama sesini duyarsınız.

Daha sonra ahizeyi kapatabilirsiniz (veya taşınabilir telefonda "aramayı sonlandır" düğmesine basabilirsiniz).

Aramayı sonlandırmak için ConnectClip üzerindeki çok işlevli düğmeye kısaca basmanız yeterlidir.

Not: Ahizeyi telefona doğru şekilde geri yerleştirdiğinizden emin olun - aksi halde telefon hattı gelen aramaları engelleyecektir.



| Arama yapma | | | |
|--------------------|------------------|------------------|---|
| ConnectClip Durumu | ConnectClip Gücü | Telefon adaptörü | Açıklama |
| ● | ● | ⏻ 📞 | ConnectClip ile telefon adaptörü bağlandı |
| ● | ● | ⏻ 📞 | ConnectClip üzerindeki telefon düğmesine kısaca bastığınızda, işitme cihazlarınızda çevir sesini duyarsınız |

● Sabit ● Yanıp sönüyor

ÖNEMLİ UYARI

Telefon adaptörünü temizlemek için yumuşak ve kuru bir bez kullanın. Telefon adaptörü kesinlikle su veya başka sıvılarla yıkanmamalı veya bunlara batırılmamalıdır.

Ek bilgi

Telefon adaptörünü kapatma

Streamer'ınıza arama almak istemiyorsanız, güç bağlantısını keserek telefon adaptörünü kapatın. Normal kullanımda telefon adaptörü çok az güç kullandığından, kapatılmasına gerek yoktur.

Mesafe

Telefon adaptörü, mobilya ve duvarlara bağlı olarak, Streamer'dan yaklaşık 30 metre, ConnectClip'ten ise yaklaşık 20 metre menzile sahiptir. Bu mesafede, iyi bir ses kalitesi ile (yani "cızırtı" sesi olmadan) hands-free telefon görüşmesi yapabilirsiniz.

Normalde 30-40 metreye kadar gelen arama bildirimini duyabilirsiniz, ancak telefonda konuştuğunuz kişinin sesini net bir şekilde duymak için telefon adaptörüne yaklaşmanız gerekir. Bu, bahçede çalışırken işe yarayabilir.

Ses kontrolü

İşitme cihazlarındaki telefonun ses seviyesini ayarlamak için Streamer veya ConnectClip üzerindeki ses seviyesi düğmesini kullanın. Sesi ayarlamak için aşağı veya yukarı kısa süre ile basın. Daha fazla ayarlamak için kısaca basmayı tekrarlayın.

Streamer ile ayarlanan telefon ses seviyesi hafızaya alınır. Bu, bir sonraki aramada, hafızaya alınan ses seviyesinin uygulanacağı anlamına gelir. Bu özellik ConnectClip'te yoktur.

Yalnızca telefon sesini işitme

İşitme cihazı mikrofonları varsayılan olarak açıktır.

Ancak, işitme cihazı mikrofonları sessize alınarak, telefon görüşmesini daha iyi işitmeniz sağlanabilir.

İşitme cihazı mikrofonlarını tekrar etkinleştirmek için ses seviyesi azaltma düğmesine yaklaşık 3 saniye (Streamer Pro ve ConnectClip) basın.

Streamer'a ilişkin ayrıntılı kullanıcı talimatları için lütfen ilgili Kullanım Kılavuzuna başvurun.

ConnectClip'e ilişkin ayrıntılı kullanıcı talimatları için lütfen ilgili Kullanım Kılavuzuna başvurun

Daha fazla destek veya ipucu için lütfen www.oticon.global/support adresindeki bilgilere göz atın

ÖNEMLİ UYARI

Size özel işitme cihazınızın işlevleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen işitme cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

⚠ Genel uyarılar

Kişisel güvenliğiniz amacıyla ve doğru kullandığınızdan emin olmak için telefon adaptörünü kullanmadan önce aşağıdaki genel uyarıları tümüyle incelemeniz önerilir. Kullanım sırasında veya kullanımdan kaynaklı olarak telefon adaptörünü ile beklenmedik çalışma veya ciddi sorunlar yaşamanız durumunda, işitme uzmanınıza danışın. Uyumlu olmayan aksesuarlar, cihazınız için elektromanyetik uyumluluğun (EMC) azalmasına yol açabilir.

Harici ekipmana bağlantı

Harici sinyal kaynağı (yardımcı giriş kablosu ve/veya USB kablosu üzerinden ve/veya doğrudan) bağlı olan bir telefon adaptörünün kullanım güvenliği, ilgili harici ekipman tarafından belirlenir. Duvardaki bir prize takılı bir ekipmana bağlandığında, bu ekipmanın IEC-62368-1 veya eşdeğer güvenlik standartlarına uygun olması gerekir.

Parazit

Telefon adaptörü, parazit bakımından uluslararası standartların en katı kuralları ile zorlu testlere tabi tutulmuştur. Ancak, telefon adaptörü ile diğer cihazlar arasında parazit meydana gelebilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda, telefon adaptörünü parazite neden olan cihazdan uzaklaştırın.

Yangın tehlikeleri

Telefon adaptörünüzün güç kaynağı, normal kullanım koşullarında yangına neden olabilecek enerjiye sahip değildir.

Üçüncü taraf aksesuarların kullanımı

Sadece üretici tarafından tedarik edilen aksesuarları, dönüştürücüleri veya kabloları kullanın. Uyumlu olmayan aksesuarlar, cihazınız için elektromanyetik uyumluluğun (EMC) azalmasına yol açabilir.

Kullanım koşulları

| | |
|------------------------------------|---|
| Çalıştırma koşulları | Sıcaklık: +5°C ile +40°C arasında Nem: %15 ile %93 bağıl nem, yoğunlaşmamış Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında |
| Taşıma ve saklama koşulları | Sıcaklık ve nem, uzun süreli taşıma ve saklama sırasında aşağıdaki sınırları aşmamalıdır: Sıcaklık: -25°C ile +70°C arasında Nem: %15 ile %93 bağıl nem, yoğunlaşmamış Atmosfer basıncı: 700 hPa ile 1060 hPa arasında |

Uluslararası garanti

Cihazınız, teslimat tarihinden itibaren 12 aylık bir dönem için üreticisi tarafından sağlanan uluslararası bir sınırlı garanti kapsamındadır. Bu sınırlı garanti sadece cihazın kendisinde bulunan üretim ve malzeme hatalarını kapsar, ancak örneğin pil, kablo, güç kaynağı vs. gibi aksesuarları kapsamaz. Yanlış kullanım ve bakımı, aşırı kullanımı, kazalar, yetkisiz servislerce onarılması, paslandırıcı koşullara maruz kalması, cihazın içine yabancı madde girişine bağlı hasar veya yanlış ayarlardan kaynaklanan sorunlar, sınırlı garanti kapsamının DIŞINDA olup, onu geçersiz kılabilir. Bu garanti kapsamında üretici, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, cihazın onarılmasını veya eşdeğer bir modelle değiştirilmesini seçecektir. Yukarıdaki garanti tüketici mallarının satışına ilişkin ulusal mevzuat kapsamında sahip olabileceğiniz yasal haklarınızı etkilemez. İşitme uzmanınız, bu sınırlı garantinin şartlarını aşan bir garanti vermiş olabilir. Lütfen daha ayrıntılı bilgi için ona başvurun.

Servis gerektiğinde

Cihazınızı ufak sorun ve ayarlarını hemen çözebilecek olan işitme uzmanınıza götürün. İşitme uzmanınız, üreticiden garanti hizmeti almanıza yardımcı olabilir. İşitme uzmanınız hizmetleri için bir ücret talep edebilir.

Teknik bilgi

| | |
|-----------|---------|
| Model adı | BS-H200 |
|-----------|---------|

Telefon Adaptörü 2.0, 2,4 GHz teknolojisini kullanan bir kablosuz verici içerir. Telefon Adaptörü 2.0'ın maks. emisyon gücü 10 dBm EIRP'dir.

Telefon Adaptörü 2.0, radyo vericileri, elektromanyetik uyumluluk ve insan maruziyeti ile ilgili uluslararası standartlara uygundur.

Bu ürün, genel anahtarlamalı analog telefon şebekesine bağlantı için tasarlanmış olup, AB ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) ülkelerinde kullanılabilir.

Telefon Adaptörü 2.0 üzerindeki sınırlı kullanılabilir alan nedeniyle, ilgili onay işaretleri bu belgede bulunmaktadır.

Ek bilgileri www.oticon.global adresindeki Teknik Veri Sayfalarında (TD) bulabilirsiniz.

ABD ve Kanada

Bu cihaz, aşağıdaki sertifika kimlik numaralarına sahip olan bir radyo modülü içerir:

FCC Kimliği: UXZBSH200
IC: 8191A-BSH200

Not

Cihaz, FCC kuralların 15. bölümüne ve Kanada Endüstrisinin lisanstan muaf RSSs standartlarına uygundur. Uygulama aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

1. Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir ve

2. bu cihaz, istenmeyen çalışma şekline neden olabilecek parazitler de dahil, alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.

Not

Uyumdan sorumlu tarafın onaylamadığı değişiklikler ya da modifikasyonlar kullanıcının bu ürünü kullanma hakkını geçersiz kılar.

Bu B sınıfı dijital cihaz, Kanada ICES-003 standardına uygundur.

Not: Bu donanım, FCC kuralları, bölüm 15'e uygun olarak test edilmiş ve B Sınıfı dijital aygıt sınırlamalarına uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, bir konut tesisatındaki zararlı çakışmalara karşı makul bir korunma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun bir şekilde kurulup kullanılmadığında, radyo iletişimde zararlı çakışmalara neden olabilir. Ancak belli bir kurulumda parazit oluşmayacağı garanti edilemez. Bu

ekipman, alınan telsiz veya televizyon dalgalarında herhangi bir zararlı çakışmaya neden olduğu takdirde (bunu, ekipmanı kapayıp tekrar açarak tespit edebilirsiniz), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla çakışmayı gidermesi tavsiye edilir:

- Alıcı antenin yönünü ve yerini değiştirin.
- Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Ekipmanı, alıcının takılı olduğu prizden farklı bir devredeki prize takın.
- Yardım için üreticiye veya deneyimli bir radyo/TV tamircisine başvurun.

Üretici, Telefon Adaptörü 2.0'nin 2014/53/EC Direktifinde yer alan temel gereksinimler ve ilgili diğer hükümler ile uyumlu olduğunu beyan eder.

Bu tıbbi cihaz, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (AB) 2017/745 ile uyumludur.

Uygunluk Beyanı, üreticiden temin edilebilir.



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka
www.oticon.global



Elektronik ekipmanlara ait atıklar yerel düzenlemelere göre atılmalıdır.



Complies with
IMDA Standards
DA103820

Bu kitapçıkta kullanılan sembollerin ve kısaltmaların açıklaması



Uyarılar

Uyarı simgesi ile işaretlenen metin, cihaz kullanılmadan önce mutlaka okunmalıdır.



Üretici

Cihaz, adı ve adresi simgenin yanında belirtilen üretici tarafından üretilir. AB Yönetmeliği 2017/745 ve 2017/746'da tanımlandığı gibi, tıbbi cihaz üreticisini belirtir.



CE işareti

Cihaz, gerekli tüm AB yönetmeliklerine ve yönergelerine uygundur.



Elektronik atık (WEEE)

İşitme cihazlarınızı, aksesuarları veya bataryaları yerel yönetmeliklere göre geri dönüştürün. İşitme cihazı kullanıcıları aynı zamanda, atık elektrikli ve elektronik cihazlarını imha edilmesi için işitme uzmanına geri verebilirler. Bu elektronik ekipman, atık elektrikli ve elektronik cihazlar (WEEE) hakkındaki 2012/19/EU Yönergesi tarafından kapsamaktadır.



Mevzuata Uygunluk İşareti (RCM)









Bu cihaz, Avustralya veya Yeni Zelanda piyasası için sunulan cihazlar için elektriksel güvenlik, EMC ve radyo frekansı gereksinimlerini karşılamaktadır.



Singapur IMDA etiketi



Cihaz, Info-Communications Media Development Authority (IMDA) tarafından yayımlanan standartlar ve şartnamelere ve Singapur'da bulunan halka açık iletişim ağlarına uyumlu olup, yetkilendirilmiş diğer radyo iletişim ağlarıyla frekans parazitine neden olmaz.

Etiketlerde kullanılan diğer simgelerin açıklaması

| | |
|---|--|
|  | Kuru tutun Tıbbi cihazın nemden korunması gerektiğini belirtir. |
|  | Dikkat işareti Uyarılar ve ikazlar için kullanım kılavuzuna bakın.. |
|  | Katalog numarası Üreticinin katalog numarasını belirtir, böylece tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir. |
|  | Seri numarası Üreticinin seri numarasını belirtir, böylece belirli bir tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir. |
|  | Japon JATE ve Japon TELEC simgesi "R", sertifikalı radyo ekipmanı için işareti belirtir. "T", cihazın telefon şebekesine bağlanabildiğini belirtir. |
|  | Güç kaynağı çıkışı Güç kaynağından cihazınıza gönderilen gücün oranını belirtir. |
|  | Güney Afrika ICASA etiketi Bu cihaz, Güney Afrika'da satılmak üzere lisansa sahiptir. |
|  | Tıbbi Cihaz Bu cihaz, bir tıbbi cihazdır. |

220180TR / 2020.04.02 / v1

Etiketlerde kullanılan diğer simgelerin açıklaması

| | |
|---|---|
|  | Kore Sertifikasyonu İşareti (KC) Bu cihaz, elektrikli ve elektronik ekipmanlar için Kore ürün güvenliği gereksinimleri ile uyumludur. |
|  | Yeni Zelanda Telepermit Cihazın sertifikalı ve Yeni Zelanda Telecom ağına bağlantı için uygun olduğunu belirtir. |

220180TR / 2020.04.02 / v1



oticon
life-changing **technology**